



INSULAB

INDICADORES en 24 H

método

SimPlate[®]



**VALIDACIÓN AOAC-OMA
(MÉTODO OFICIAL)**

BIOCONTROL

RECuento TOTAL en 24h.

Ref. 66002

RECuento ENTEROBACTERIAS en 24h.

Ref. 66009

RECuento COLIFORMES y E.COLI en 24h.

Ref. 66008

RECuento HONGOS y LEVADURAS en 72h.

Ref. 65007

INSULAB


Industrial de Suministros para Laboratorio, SL

C/ Buenos Aires, 7 bajo dcha
46006 Valencia


Tel: 96 341 80 29
Fax: 96 342 26 79

Web: www.insulab.es
e-mail: Insulab@insulab.es

UN MÉTODO DE RECUENTO SIMPLE, RÁPIDO Y EFICAZ



MÉTODO:



RECONSTITUIR

SEMBRAR

INCUBAR



TABLA DE CONVERSIÓN ufc

1 x 1	17 x 100
1 x 2	34 x 70
1 x 3	51 x 50
1 x 4	68 x 40
1 x 5	85 x 35
1 x 6	102 x 30
1 x 7	119 x 28
1 x 8	136 x 25
1 x 9	153 x 23
1 x 10	170 x 20
1 x 11	187 x 18
1 x 12	204 x 16
1 x 13	221 x 14
1 x 14	238 x 13
1 x 15	255 x 11
1 x 16	272 x 10
1 x 17	289 x 9
1 x 18	306 x 8
1 x 19	323 x 7
1 x 20	340 x 6
1 x 21	357 x 5
1 x 22	374 x 4
1 x 23	391 x 4
1 x 24	408 x 3
1 x 25	425 x 3
1 x 26	442 x 2
1 x 27	459 x 2
1 x 28	476 x 2
1 x 29	493 x 1
1 x 30	510 x 1
1 x 31	527 x 1
1 x 32	544 x 1
1 x 33	561 x 1
1 x 34	578 x 1
1 x 35	595 x 1
1 x 36	612 x 1
1 x 37	629 x 1
1 x 38	646 x 1
1 x 39	663 x 1
1 x 40	680 x 1
1 x 41	697 x 1
1 x 42	714 x 1
1 x 43	731 x 1
1 x 44	748 x 1
1 x 45	765 x 1
1 x 46	782 x 1
1 x 47	799 x 1
1 x 48	816 x 1
1 x 49	833 x 1
1 x 50	850 x 1

**HASTA 738 ufc
POR LECTURA**

LEER

CONVERTIR

RESULTADO

**SIN DILUCIONES
SIN INTERFERENCIA DE MATRICES PIGMENTADAS
(café, cacao, pimentón, carmín, cremas cosméticas,...)**

OTROS TEST SIMPLATE:
RECUENTO CAMPYLOBACTER
Ref. 65006