

PROMOCIÓN PLACAS PETRI

Código	Envase	Descripción	Precio unit.	Precio envase
200200	500	PLACA PETRI 90X14MM	0,0603 €	30,16 €
200200.5	600	PLACA PETRI 90X15 CRUZ INTERNA	0,1215 €	72.93 €
200201	1200	PLACA PETRI 55X14MM	0,0484 €	58,07 €
200201.B	1200	PLACA PETRI 55X14MM	0,0598 €	71,81 €
200209	500	PLACA PETRI 90X14MM	0,0791 €	39,53 €
200214	120	PLACA PETRI 140X20MM	0,2513 €	30,16 €
200218	500	PLACA CONTACTO RODAC	0,1141 €	57,06 €

Precios para pedido mínimo de 4 cajas

Placa Petri 90 x 14 mm € (IVD)

Fabricadas en poliestireno. Con tres vientos.
Presentadas en bolsas cerradas por calor de 20 unidades.
Código **200200** **aséptico**.
Código **200209** **estéril** por radiación.
Aptas para la dosificación en aparatos de llenado.

código	características	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cantidad palet
200200	Ø 90 x 14 mm	25 x 20	7,92	0,071	14.000
200209	Ø 90 x 14 mm ESTÉRIL	25 x 20	7,92	0,071	14.000

Placas Petri 55 x 14 mm € (IVD)

Fabricadas en poliestireno. Con cuatro vientos.
Presentadas en bolsas cerradas por calor de 15 unidades.
Aptas para la dosificación en aparatos de llenado.
El código **200201** es **aséptico**.
El código **200201.B** es **estéril** por radiación.

código	características	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cantidad palet
200201	Ø 55 x 14 mm	80 x 15	8,50	0,065	36.000
200201.B	Ø 55 x 14 mm ESTÉRIL	80 x 15	8,50	0,065	36.000

Placas Petri 140 x 20 mm € (IVD)

Fabricadas en poliestireno. Con tres vientos.
Presentadas en bolsas cerradas por calor de 10 unidades.
Aptas para la dosificación en aparatos de llenado.
El código **200214** es **aséptico**.
El código **200219** es **estéril** por radiación.

código	características	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cantidad palet
200214	Ø 140 x 20 mm	12 x 10	6,16	0,065	3.600
200219	Ø 140 x 20 mm ESTÉRIL	12 x 10	6,16	0,065	3.600 NEW