

## Cultivo celular

### Frascos

Fabricadas con poliestireno cristal virgen USP clase VI en sala limpia de grado 100000. Superficie tratada. Base plana y sin estrías para maximizar el área útil de crecimiento. Tapón en polietileno disponible en dos versiones: tapón estándar ciego para sistemas cerrados y tapón venteado con una membrana hidrofóbica de 0,22 micras para permitir el intercambio de gases minimizando el riesgo de contaminación cruzada. Diseño de cuello en ángulo para mejorar el acceso de pipetas y de rascadores de células. Graduación en relieve en ambos lados y zona de escritura junto al cuello. Esterilizados por rayos gamma y certificados libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Envasados en bolsas resellables de 10 unidades (frascos de 25 y 50 ml) o 5 unidades (frascos de 250 y 600 ml)



Referencia	Volumen ml	Tapón	Área crecimiento	Uni. Por ref.	Precio
CCFP-S25-200	25	Estándar	12.5	200	87,00 €
CCFP-V25-200	25	Venteo	12.5	200	105,00 €
CCFP-S50-200	50	Estándar	25	200	91,00 €
CCFP-V50-200	50	Venteo	25	200	112,00 €
CCFP-25S-100	250	Estándar	75	100	105 €
CCFP-25V-100	250	Venteo	75	100	122 €
CCFP-60S-040	600	Venteo	182	40	70 €
CCFP-60S-040	600	Estándar	182	40	90 €

### Placas

Fabricadas con poliestireno cristal virgen USP clase VI en sala limpia de grado 100000. Superficie tratada. Volumen y superficie de crecimiento uniforme en todos los pocillos. Superficie lisa y sin estrías para maximizar el área útil de crecimiento. Pocillos numerados con código alfanumérico para facilitar la identificación. Esterilizadas por rayos gamma y certificadas libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Tapas incluidas. Envasadas en bolsa individual



Referencia	Pocillos	Fondo	Vol. de trabajo (ml)	Área crecimiento (cm <sup>2</sup> )	Uds. caja	Precio
CCPP-006-100	6	plano	1,90-2,90	9,6	100	100,00 €
CCPP-012-100	12	plano	0,76-1,14	3,85	100	104,00 €
CCPP-024-100	24	plano	0,38-0,57	1,93	100	104,00 €
CCPP-048-100	48	plano	0,19-0,29	0,83	100	112,00 €
CCPP-096-100	96	plano	0,075-0,20	0,33	100	100,00 €
CCPP-U96-100	96	en U	0,075-0,20	0,58	100	124,00 €

### Placas

Fabricadas con poliestireno cristal virgen USP clase VI en sala limpia de grado 100000. Superficie tratada. Superficie lisa y sin estrías para maximizar el área útil de crecimiento. Esterilizadas por rayos gamma y libres de pirógenos. Tapas incluidas. Envasadas en bolsas resellables de 10 unidades



Referencia	Øtapa (mm)	h con tapa (mm)	Øbase(mm)	Área crecimiento (cm <sup>2</sup> )	Uds. caja	Precio
CCDP-035-960	37.8	12.5	32.8	8.5	960	152,00 €
CCDP-060-600	58.8	17.8	52	21.2	600	120,00 €
CCDP-100-300	95.6	22	87.8	60.8	300	85,00 €

**10 % en pedidos superiores a 300 €**