

## CONTROL DE RESIDUOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA



- Rápido y fácil
- Resultados fiables
- Mayor seguridad de los usuarios
- Semicuantitativo



- Opción cuantitativa

REF.	PRODUCTOS	PVP
91354RM	QUANTOFIX® cloro 500 sufficient for 100 u. NUEVO	36,10 €
91339RM	QUANTOFIX sensible cloro, range 0-0.1-0.5-1-3-10 mg/L Cl <sub>2</sub> . 100 u	36,40 €
91357RM	QUANTOFIX® dióxido de cloro 3000. 100 u. NUEVO	36,10 €
91355RM	QUANTOFIX® dióxido de cloro 15, 50 u. Nuevo	25,31 €
91343RM	QUANTOFIX glutaraldehído range: 0-0.5-1-1.5-2-2.5 % 100 u.	52,00 €
92130RM	pH-Fix 3.6-6.1 indicator pH 3.6-4.1-4.4-4.7- 5.0-5.3-5.6-6.1. 100 u.	18,80 €
91342RM	QUANTOFIX ácido peracético 2000 range: 0-500-1000-1500-2000 mg/L. 100 u.	49,60 €
91341RM	QUANTOFIX ácido peracético 500, range: 0-50-100-200-300-400- 500 mg/L. 100 u.	45,30 €
91333RM	QUANTOFIX peróxido 1000. range: 0-50-150-300-500- 800-1000 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> . 100 u.	37,30 €
91312RM	QUANTOFIX peróxido 100. range: 0-1-3-10-30-100 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> . 100 u.	36,60 €
91337RM	QUANTOFIX cloruro de benzalconio, range: 0-10-25-50-100-250- 500-1000 mg/L 100 u.	37,30 €
91346RM	QUANTOFIX® Relax (opción cuantitativa)	1.290,40 €