

Agitador de varilla



Agitador de varilla digital LBX OS20 / OS40

- Agitador de rotación vertical con velocidad regulable entre 50 y 2200 rpm. Con varilla independiente, como accesorio.
- Para sujetarlo requiere un soporte pie de plato y una nuez doble (no incluidas, se suministran como accesorios).
- Pantalla LED que muestra la velocidad real.
- Sistema anti derrame.
- Protección de sobrecarga, el motor se para automáticamente en caso de sobrecarga continua.
- Circuitos de seguridad separados, el equipo se para automáticamente en circunstancias anormales.
- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Se aconseja combinar con el soporte pie de plato.
- Grado de protección IP 42 (DIN EN60529).

	Referencia	PVP	OFERTA
AGITADOR LBX OS20	STIV-020-001	389 €	330 €
AGITADOR LBX OS40	STIV-040-001	719 €	611 €
SOPORTE PIE PLATO	RTSP-250-001	41 €	35 €
NUEZ	BOSH-001-001	10 €	8 €