

## CÁMARA CLIMÁTICA CH CLIMATEST

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Cámara de acero inoxidable con bordes redondeados, para facilitar la limpieza.
- Puerta externa de acero con amplia ventana de vidrio, para observación de las muestras.
- Clase de Seguridad 3.1
- Temporizador digital y reloj con fecha y hora para GLP.
- Programador de rampas de temperatura en segmentos.
- Pasamuros de diámetro 25 mm para sondas incluido
- Escala de temperatura: -10...85 (sin humedad), 10...70° C (con humedad).
- Rango de humedad: 45%...95 %
- Incluido tanque de agua externo para generación de humedad
- REFERENCIA: CH 150



**OFERTA 7.300 €**

**PVP 8.112 €**