

BAÑO TERMOSTÁTICO Serie WBD



WRL- 12

OFERTA 163 €

PVP 181 €



WDL- 12

OFERTA 160€

PVP 178 €

WBD- 12

OFERTA 455 €

PVP 779€

- **Incubar muestras de agua, calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.**
- **Para utilizar con agua o aceite.**
- Regulación y lectura digital de la temperatura mediante microprocesador con acción P.I.D. y sonda de temperatura PT100.
- Timer: programación de inicio y paro de ciclo (minuto/hora/día/mes/año).
- Tiempo de mantenimiento de temperatura programable (ilimitado).
- Seguridad según norma EN 61010-1.
- Termostato de seguridad con rearme manual, conforme DIN 12877 clase 2.
- Cubeta interior estampada de acero inoxidable AISI-304 y mueble exterior de acero inoxidable AISI-304.
- Resistencia eléctrica de acero inoxidable en el interior de la cubeta.
- Grifo de desagüe incorporado.
- Gradilla perforada protectora de la resistencia.
- Llenado máximo: 80% de la capacidad total. Llenado mínimo: 50% de la capacidad total.
- Accesorios: Tapa tejadillo, tapa de discos reductores de 4 plazas, gradilla con asas, gradilla para bolsas, cestos para placa Petri.