

## INCUBADORAS ESTÁNDAR ID



ID-720

**OFERTA 4.083 €**

PVP 4.804 €



ID-150

**OFERTA 1.603 €**

PVP 1.886€

- **Incubación de cultivos microbiológicos y celulares, crecimiento de cristales, acondicionamiento de materiales termosensibles y almacenamiento controlado de muestras.**
- Incubación por convección natural. Rango de temperatura desde temperatura ambiente +5°C a 80°C.
- Temperatura y tiempo controlados mediante microprocesador PID digital, con 10 programas editables de nombre personalizable, programables con hasta 10 rampas de temperatura/tiempo.
- Interfaz de usuario alfanumérica intuitiva mediante pantalla táctil.
- Sonda de temperatura Pt100 clase A. Conexión Ethernet.
- Armazón exterior metálico con recubrimiento de resina epoxi.
- Armazón interior, cámara doble, contrapuerta exterior y bandejas perforadas en acero inoxidable AISI-304.
- Puerta interior en cristal templado con cierre magnético. Junta elástica de silicona.
- Alarmas de seguridad audiovisuales.
- Termostato de seguridad.
- Interior de acero inoxidable y exterior metálico de fácil limpieza y resistente a la corrosión.
- Homogeneidad y estabilidad de la temperatura según normativa DIN 12880.
- Seguridad según las normativas EN 61010-1 y EN 61010-2-010.
- 2 bandejas perforadas en acero inoxidable AISI-304 ajustables en altura, con sistema anti-vuelco.