


## CONTROL INSTANTÁNEO DE LA LIMPIEZA Y CONTROL DE LA MICROBIOLOGÍA DE SUPERFICIES Y CONDUCCIONES

### ENSURE™ Touch



#### UltraSnap | Surface ATP Test



Catalog No. US2020 | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

#### SuperSnap | High-Sensitivity Surface ATP Test



Catalog No. SUS3000 | Qty: 100  
Catalog No. SUS3000X | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

#### AquaSnap TOTAL | Water ATP Test



Catalog No. AQ-100K | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

#### AquaSnap FREE | Water ATP Test



Catalog No. AQ-100FX | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)


#### CalCheck | LED Calibration Verification Device



Catalog No. CAL | Qty: 1

[Instructional Video Online](#)

#### MicroSnap™ | Indicator Organism Tests



Catalog No. MS2-EB | Qty: 100

Catalog No. MS2-ECOLI | Qty: 100

Catalog No. MS2-TOTAL | Qty: 100

Catalog No. MS2-COLIFORM | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

#### ZymoSnap ALP | ALP Pasteurization Verification Test



Catalog No. ZS-ALP-100 | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

#### CROSS CHECK | ACP Cooking Efficiency Test



Catalog No. CX-3000 | Qty: 100

**OFERTA 1.474€**

PVP 1.535€

- Validaciones AOAC.
- Control instantáneo de la limpieza de superficies y conducciones en proceso.
- Control microbiológico de superficies en 8 horas (*E. Coli*, Enterobacterias, A. Total, Coliformes).
- Software gratuito.
- Calibrable por el usuario en propia planta.
- Ref.: ETOUCH