

# MEDIDORES DE ACTIVIDAD DE AGUA



**OFERTA 1.909 €**

PVP 2.009 €

- La medida de la actividad de agua, permite controlar y optimizar el proceso de fabricación y conservación de los alimentos y garantizar la estabilidad mecánica, física, química y microbiológica. Se aplica en alimentación (cereales, café, cacao, muesli, mantequilla, galletas, bollería, pastelería, mezclas de frutas secas, especias, granulados, champiñones, azúcar, miel, productos cárnicos o salchichas secas, pescado, etc.), productos en polvo (especias, aditivos...) y en otros productos como cosmética, detergentes, piensos y farma (principios activos y comprimidos).
- Se suministra con cámara de medida de actividad de agua aw (con sensor de humedad y temperatura con 2 m de cable). Incluye 4 tapas twist-off, 2 frascos de vidrio de capacidad 186ml y 2 de 245 ml, juego de patrones certificados (35, 50 y 80% HR), funda protectora de goma, maleta de plástico y manual.
- REF.: SH-AW100