


BOMBAS PERISTÁLTICAS DISPENSADORAS

PARA RELLENO DE TUBOS, PLACAS Y VIALES EN MICROBIOLOGÍA



D-25VT-50-3r

Cabezal 50-3r 80 rpm

Caudal 0,4 a 300 ml/min


OFERTA
973 €

Modelo D-25VT

- Bombas integradas por un cabezal peristáltico con motor, temporizador cíclico, control de velocidad, pulsador de flujo máximo, inversor de flujo, salida para control remoto e interruptor general.
- Control de velocidad de 0 a 99 % con repetibilidad del 100%.
- El temporizador cíclico permite programar por separado tiempos de bombeo y paro de 0,01 seg. a 99,90 horas. Aceptan varios tamaños de tubo dando diversos rangos de regulación permitiendo obtener cualquier dosificación en cada ciclo del temporizador.
- Fácil extracción de los tubos para su reposición o esterilización. Se incluyen diversos tamaños de tubo. Sin interruptor de pie.

Cabezales

- Varias combinaciones de cabezales para obtener diferentes rangos de dispensación.




Cabezal CF-3r y CF-4r



Cabezal 5000



Cabezal 1500



Cabezal MMB

SOLICITE INFORMACIÓN Y PRECIO PARA OTRAS COMBINACIONES DE CABEZALES