

Turbidímetros de sobremesa

Gama completa de equipos capaz de cubrir cualquier necesidad de medida, tanto en parámetros como en diferentes normas y aplicaciones.

- Hasta 4000 NTU en modo ratio
- GLP
- Posibilidad de hasta 5 puntos de ajuste y calibración mediante patrones certificados trazables a NIST (incluidos)
- Descarga de datos mediante USB a PC



HI 88713

Muestras coloreadas-Luz Infrarroja

- Cumple norma ISO 7027
- Modo ratio y non ratio para compensación de color en la muestra
- Medición en: NTU/FAU/FNU

Rango	0,00 a 4000 NTU; 10,0 a 4000 FAU; 0,00 a 1000 FNU
Lámpara	Luz infrarroja
Patrones	HI88713-11: (< 0,1, 15, 100, 750 y 2000 NTU)

HI 88703

Muestras baja turbidez-Luz tungsteno

- Cumple norma EPA, especial para muestras no coloreadas
- Modo ratio y non ratio para compensación de color en la muestra
- Medición en NTU

Rango	0,00 a 4000 NTU;
Lámpara	Luz infrarroja
Patrones	HI88703-11: (< 0,1, 15,100,750 y 2000 NTU)

HI 83414

Turbidez y Cloro Libre y Total

- Lámpara de tungsteno
- Ajustable y Calibrable tanto en Turbidez como en Cloro

Rango turbidez	0,00 a 4000 NTU
Rango cloro	0,00 a 5,00 mg/l
Lámpara	Tungsteno
Patrones turbidez	HI88703-11: (< 0,1, 15,100,750 y 2000 NTU)
Patrones cloro	HI83414-11: Patrones de cloro libre y total

Turbidímetros portátiles

Serie de equipos portátiles compuesta por nefelómetros -medida de luz dispersa- y turbidímetros. Diversos modelos para distintas aplicaciones nos permiten ofrecer siempre el equipo más adecuado.



HI 93703 Nefelómetro

- Cumple norma ISO 7027 válido para muestras coloreadas.



Serie calibrable

- Hasta 1000 NTU.
- GLP.
- Posibilidad de hasta 4 puntos de ajuste y calibración mediante patrones (incluidos) certificados trazables a NIST.
- Descarga de datos mediante USB a PC
- Sistema Fast Tracker para identificación de muestras y trazabilidad.

HI 98713

Muestras coloreadas-Luz Infrarroja

- Cumple norma ISO 7027
- Medición en: FNU

Rango	0,00 a 1000 FNU
Lámpara	Luz infrarroja
Patrones	HI98713-11: (< 0,1 , 15,100 y 750 NTU)

HI 98703

Muestras baja turbidez-Luz tungsteno

- Cumple norma EPA, especial para muestras no coloreadas
- Medición en NTU/FTU

Rango	0,00 a 1000 NTU;
Lámpara	Tungsteno
Patrones	HI98703-11: (< 0,1 , 15,100 y 750 NTU)

HI 93414

Turbidez y Cloro Libre y Total

- Ajustable y Calibrable tanto en Turbidez como en Cloro
- Medición en NTU/FTU

Rango turbidez	0,00 a 1000 NTU
Rango cloro	0,00 a 5,00 mg/l
Lámpara	Tungsteno
Patrones turbidez	HI98703-11: (< 0,1 , 15,100 y 750 NTU)
Patrones cloro	HI93414-11 Patrones de cloro libre y total