

BAJA TEMPERATURA

Armarios Refrigerados, Congeladores...



| | |
|--|--------------------------|
| Máquinas de hielo triturado “IMS” 40 y 85 | página 100 |
| Armarios refrigerados “Medilow” S, M, L y LG | página 100 |
| Armarios refrigerados “Pharmalow” S, L y M | página 101 |
| Armarios conservadores “Templow” S, M, L, P y Z | páginas 102 y 103 |
| Armarios refrigerados “Stocklow” LS y GS | página 104 |
| Arcones congeladores “Combatemp” | página 104 y 105 |



BAJA TEMPERATURA

Tabla resumen de los diferentes modelos

SELECCIÓN RÁPIDA

| Equipo | Modelo | Aire forzado | Regulación | CAPACIDAD | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| Estufa refrigeradora | | | | 180 litros | 236 litros | 544 litros | 544 litros vidrio |
| +1 ... +40 °C | Medilow | Si | Digital | 2101270 | 2101271 | 2101272 | 2101273 |
| Armarios refrigerados | | | | 236 litros | 352 litros | 319 litros | |
| +0 ... +15 °C | Pharmalow | Si | Analógico | 2101274 | 2101275 | - | |
| +0 ... +15 °C | Pharmalow | Si | Digital | - | - | 2101501 | |
| Armarios congeladores | | | | 513 litros | | | |
| -14 ... -25 °C | Tempow-M | No | Digital | 2101279 | | | |
| | | | | | | 304 litros | |
| -15 ... -25 °C | Tempow-S | No | Digital | 2101278 | | | |
| | | | | | | 600 litros | |
| -10 ... -35 °C | Tempow-L | Si | Digital | 2101280 | | | |
| | | | | | | 345 litros (Dos compartimentos) | |
| 3 ... -30 °C | Tempow-P | Si | Digital | 2101285 | | | |
| | | | | | | 252 litros (Dos compartimentos) | |
| 2 ... -40 °C | Tempow-Z | Si | Digital | 2101282 | | | |
| Armarios refrigerados | | | | 600 litros | 600 con vidrio | | |
| +1 ... +15 °C | Stocklow LS | Si | Digital | 2101283 | | | |
| +1 ... +15 °C | Stocklow GS | Si | Digital | | 2101284 | | |
| Arcones conservadores | | | | 206 litros | 215 litros | 343 litros | 352 litros |
| -14 ... -28 °C | Combatep | No | Digital | 2101040 | - | 2101041 | - |
| -10 ... -40 °C | Combatep | No | Digital | - | 2101181 | - | 2101182 |
| | | | | | | 130 litros | 416 litros |
| -60 ... -85 °C | Lab 11/51 | No | Digital | 5020202 | 5020203 | | |
| Maquinas de hielo triturado | | | | 40 litros | 85 litros | 150 litros | |
| | "IMS 45" | Compresor | - | 5020100 | - | - | |
| | "IMS 85" | Compresor | - | - | 5020101 | - | |
| | "IMS 150B" | Compresor | - | - | - | 5020103 | |

OTROS EQUIPOS PARA BAJA TEMPERATURA



MODELO “IMS” 40: PRODUCCIÓN 40 kg-24 HORAS.
 MODELO “IMS” 85: PRODUCCIÓN 85 kg-24 HORAS.
 MODELO “IMS” 150B: PRODUCCIÓN 150 kg-24 HORAS.

| MODELOS | Código | Producción (Kg) 24h. | Capacidad Depósito (Kg) | Alto / Ancho / Fondo cm | | | Consumo W | Peso Kg |
|----------|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|-----------|---------|
| IMS-40 | 5020100 | 40 | 8 | 72 | 38 | 54 | 280 | 40 |
| IMS-85 | 5020101 | 85 | 13 | 88 | 55 | 61 | 420 | 57 |
| IMS-150B | 5020103 | 150 | 35 | 98 | 71 | 69 | 695 | 70 |

Características: Ver pág. 245.



Armarios refrigerados “Medilow” S, M, L y LG

CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO.
 CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA Y LECTURA DIGITAL DE LA TEMPERATURA.
 PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +1 °C HASTA +40 °C. ESTABILIDAD ±1,5 °C. RESOLUCIÓN 1 °C.
 CAPACIDADES: 180, 236 Y 544 LITROS.



SEGURIDAD:

NORMA EN 61010.1. LIMITADOR TÉRMICO DE SOBRETENPERATURA INCORPORADO.



Modelo Medilow M y L.

Medilow M: Capacidad: 3 bloques DBO (ver pág. 317)



Modelo Medilow LG, con puerta de doble vidrio.



Modelo Medilow S. Capacidad: 2 bloques DBO (ver pág. 317).

APLICACIONES

Determinación de DBOs a 20 °C, Medida de actividad enzimática a 25 °C, Conservación de muestras, Incubación, Cosmética, Botánica, Alimentación, etc.

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

Regulador electrónico de la temperatura con indicador digital.

Sonda Pt 100.

Alarma de fallo de sonda.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior recubierto en epoxi.
 Recinto interior moldeado en ABS, resistente y de fácil limpieza.
 Grupo compresor hermético y sin vibraciones.
 Turbina de circulación de aire en el interior del recinto.
 Orificio lateral para entrada de conexiones, sondas, etc.
 Bases de toma de corriente en su interior (potencia máxima 500 W).
 Soportes pie delanteros regulables a nivel.
 Cambio de sentido de apertura de la puerta.
 Puerta con cerradura.

PANEL DE MANDOS

Regulador de la temperatura.
 Display indicador de la temperatura real.
 Display indicador de la temperatura de consigna.
 Pulsador de aumento de valor.
 Pulsador de disminuir valor.
 Pulsador de nivel de programación.
 Pulsador de configuración.

| MODELOS | Código | Capacidad litros | Puerta de vidrio | Alto / Ancho / Fondo (interior) cm | | | Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm | | | Número de bandejas | Bases toma de corriente | Consumo W | Peso Kg |
|-------------|----------|------------------|------------------|------------------------------------|----|----|------------------------------------|----|----|--------------------|-------------------------|-----------|---------|
| MEDILOW-S | 2101270 | 180 | - | 70 | 51 | 44 | 85 | 60 | 60 | 3 | 2 | 250 | 36 |
| MEDILOW-M | 2101271 | 236 | - | 106 | 47 | 44 | 125 | 60 | 61 | 3 | 2 | 330 | 47 |
| MEDILOW-L | 2101272 | 544 | - | 145 | 60 | 56 | 164 | 75 | 73 | 4 | 6 | 330 | 73 |
| MEDILOW-LG* | 2101273* | 544 | SI | 145 | 60 | 56 | 164 | 75 | 73 | 4 | 6 | 330 | 82 |

Se suministran con bandejas de acero, plastificadas en PVC. *Puerta de doble vidrio aislante y antiempañable, con luz fluorescente interior.

REPUESTOS

| Para Medilow S/M/L/LG. Código | 2101270 | 2101271 | 2101272/2101273 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Bandejas | 1001813 | 1001814 | 1001815 |



Armarios refrigerados "Pharmalow" S, L y M

CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 0 °C HASTA +15 °C.



APLICACIONES

Productos que requieran una temperatura constante por debajo del ambiente, conservación de productos farmacéuticos, medicamentos, microtubos, etc.

Soportes pie regulables en nivel.
Cambio de sentido de la puerta.
Puerta con cerradura.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Mueble exterior y puerta metálicos lacados en blanco y recinto interior en chapa blanca con acabado atóxico.
Puerta de vidrio doble y luz interior para el modelo M
Grupo compresor hermético.
Turbina de circulación de aire por todo el recinto interior para una mayor homogeneidad.
Descongelación automática con evaporación del agua.

PANEL DE MANDOS

Termostato regulador de la temperatura.
Termómetro digital lector de la temperatura para los modelos S y L,
Regulador electrónico digital de la temperatura para el modelo M.



Modelo Pharmalow S con 4 estantes.

Armarios refrigerados "Pharmalow" S y L

| MODELOS | Código | Capacidad litros | Alto / Ancho / Fondo (interior) cm | | | Alto / Ancho / Fondo (exterior)cm | | | Consumo W | Nº de bandejas | Peso Kg |
|-------------|---------|------------------|------------------------------------|----|----|-----------------------------------|----|----|-----------|----------------|---------|
| Pharmalow S | 2101274 | 236 | 106 | 47 | 44 | 125 | 60 | 60 | 170 | 4 | 47 |
| Pharmalow L | 2101275 | 352 | 145 | 47 | 44 | 164 | 60 | 60 | 180 | 4 | 56 |

Se suministran con bandejas de acero, plastificadas en PVC.

RELACIÓN DE ACCESORIOS que a elección del usuario deben ser instalados en fábrica.



Modelo Pharmalow S y L con bastidor y cajones.

Bastidor con cajones metálicos.

Sistema modular con cajones correderos con fondo perforado divididos cada cajón en tres compartimentos fijos y cada compartimento con cuatro separadores en metacrilato desplazables en longitud.
Bastidor para "Pharmalow S" código 2101274 con 4 cajones y 48 separadores en total (capacidad máxima: 6 cajones).

Código **1001306**

Bastidor para "Pharmalow L" código 2101275 con 5 cajones y 60 separadores en total (capacidad máxima: 10 cajones).

Código **1001307**

COMPLEMENTO

Cajón con 3 compartimentos y 12 separadores.

Código **1001308**



Detalle de los cajones con separadores acoplados al bastidor.

REPUESTOS Bandejas

Para Pharmalow S/L. Código 2101274/2101275

Bandejas 1001814



Modelo Pharmalow M con 6 estantes.

Armario refrigerado con puerta de vidrio doble "Pharmalow" M

CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE LA TEMPERATURA.

MODELO

| Código | Capacidad litros | Alto / Ancho / Fondo (interior) cm | | | Alto / Ancho / Fondo (exterior)cm | | | Consumo W | Potencia HP | Nº de bandejas | Peso Kg |
|---------|------------------|------------------------------------|----|----|-----------------------------------|----|----|-----------|-------------|----------------|---------|
| 2101501 | 319 | 139 | 48 | 45 | 198 | 60 | 64 | 360 | 1/4 | 6 | 98 |

Se suministra con 6 bandejas de acero, plastificadas en PVC.

ACCESORIO para "Pharmalow" S - L y M. Debe ser instalado en fábrica.

Registrador gráfico circular totalmente autónomo e independiente.
Rango de temperatura desde -10 °C hasta 40 °C. Precisión ±2% a 12 °C.
Velocidad seleccionable: 1 vuelta de disco de 24 horas ó 7 días.
Ø del disco 125 mm.

Medidas del registrador: 18 cm alto x 22 cm ancho x 35 cm fondo.

Alimentación por pila LR-6 de 1,5 V. Duración 1 año.

Código **2101621**



REPUESTOS

Código

1001533

Soportes (4 unidades).

1001536

Bandeja

Para cada bandeja es necesario adaptar 4 soportes.



Armarios conservadores "Templow" S, M, L, P y Z.



APLICACIONES

Conservación y almacenaje de productos que requieran ser conservados a bajas temperaturas.

Armario conservador "Templow" S

CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE LA TEMPERATURA.

PARA TEMPERATURAS DESDE -15 °C HASTA -25 °C.

CON 8 CAJONES CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior metálico recubierto en epoxi.
Recinto interior moldeado en ABS, resistente a los agentes químicos.
Descongelación automática con evaporación del agua.
Cambio de sentido de apertura de la puerta.

PANEL DE MANDOS

Regulador electrónico digital de la temperatura.
Sonda NTC.
Alarma acústica y luminosa de la temperatura.
Pulsador de desactivación de la alarma acústica.
Pulsador con indicador para congelación rápida.



Armario conservador "Templow" M

PARA TEMPERATURAS DESDE -14 °C HASTA -25 °C.

CON 7 EVAPORADORES INDIVIDUALES Y 14 CESTILLOS.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior metálico recubierto en epoxi.
Recinto interior moldeado en ABS, resistente a los agentes químicos.
Cestillos en hilo de acero tratado con rilsan.
Descongelación manual con evaporación del agua.

Cambio de sentido de apertura de la puerta.
Puerta con cerradura y llave.

PANEL DE MANDOS

Termostato regulador de la temperatura.
Termómetro digital lector de la temperatura.



Armario conservador "Templow" L

CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO.

PARA TEMPERATURAS DESDE -10 °C HASTA -35 °C.

CON 4 ESTANTES.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior y recinto interior completamente en acero inox. AISI 304, con fondo embutido.
Resistente a los agentes químicos.
Grupo compresor hermético tropicalizado.
Descongelación automática con evaporación del agua por descarche eléctrico temporizado.
Soportes para estantes regulables en altura.

Soportes pie delanteros regulables en nivel.
Cambio de sentido de apertura de la puerta.
Puerta con cerradura y llave.

PANEL DE MANDOS

Con control electrónico de alta precisión con indicador digital.



| MODELOS | Código | Capacidad litros | Rango °C | Alto / Ancho / Fondo (interior) cm | Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm | Consumo W | Peso Kg | |
|-----------|---------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|
| TEMPLOW S | 2101278 | 304 | -15 a -25 | 151 44 42 | 184 60 63 | 110 | 81 | Se suministra con 8 cajones |
| TEMPLOW M | 2101279 | 513 | -14 a -25 | 151 61 56 | 186 75 75 | 345 | 109 | *Se suministra con 14 cestillos |
| TEMPLOW L | 2101280 | 600 | -10 a -35 | 155 51 65 | 215 70 83 | 600 | 130 | *Se suministra con 4 bandejas |

*Cestillos y bandejas de acero, plastificados en PVC.

NUEVO

Armario conservador con doble compresor “Templow” P

PARA TEMPERATURAS DESDE 3 °C HASTA 8°C. EN COMPARTIMENTO SUPERIOR.
PARA TEMPERATURAS DESDE -9 °C HASTA -30°C. EN COMPARTIMENTO INFERIOR.
4 BANDEJAS EN COMPARTIMENTO SUPERIOR. 3 CAJONES EN COMPARTIMENTO INFERIOR.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior metálico recubierto en epoxi.
Recinto interior moldeado en ABS, resistente a los agentes químicos.
Doble compresor que ofrece la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
Regulación gradual de las bandejas para utilización variable del interior.
Puerta con cerradura y llave.

PANEL DE MANDOS

Control electrónico digital.
Alarmas de baja y alta temperatura, de puerta abierta y de fallo o salto de corriente.
Configuración de parámetros.
Display indicador de temperatura del recinto superior.
Display indicador de temperatura del recinto inferior.
Aumento/Disminución valor parámetros.
Memorización de las 3 últimas señales de aviso.
Orificio de 10 mm de diámetro para sonda PT100.



Armario conservador “Templow” Z

PARA TEMPERATURAS DESDE 2 °C HASTA 9°C. EN COMPARTIMENTO SUPERIOR.
PARA TEMPERATURAS DESDE -10 °C HASTA -40°C. EN COMPARTIMENTO INFERIOR.
3 BANDEJAS Y 1 CAJÓN EN COMPARTIMENTO SUPERIOR. 4 CAJONES EN COMPARTIMENTO INFERIOR.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior y recinto interior completamente moldeado en ABS resistente a los agentes químicos.
Grupo compresor hermético tropicalizado.
Descongelación automática con evaporación del agua por descarche eléctrico temporizado.
Soportes para estantes regulables en altura.
Puerta con cerradura y llave.

PANEL DE MANDOS

Control electrónico digital.
Bloqueo por contraseña.
Impresión de temperatura (últimos 7 días).
Configuración de parámetros.
Display indicador de temperatura del recinto superior.
Display indicador de temperatura del recinto inferior.
Aumento/Disminución valor parámetros.
Activación de todos los parámetros ajustados.

NUEVO



| MODELOS | Código | Capacidad litros | Rango °C | Superior | Inferior | Alto / Ancho / Fondo (interior) cm | Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm | Consumo W | Peso Kg |
|-----------|---------|------------------|--------------------|--------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| TEMPLOW P | 2101285 | Superior 240 | Superior 3 a 8 | Superior 110 | 44 43 | 200 60 61 | 345 | 85 | |
| | | Inferior 105 | Inferior -9 a -30 | Inferior 59 | 43 43 | | | | |
| TEMPLOW Z | 2101282 | Superior 153 | Superior 2 a 9 | Superior 80 | 47 46 | 177 62 60 | 400 | 78 | |
| | | Inferior 99 | Inferior -10 a -40 | Inferior 41 | 39 36 | | | | |

Templow P: Se suministra con 4 bandejas de acero plastificadas en PVC y 3 cajones de plástico.

Templow Z: Se suministra con 3 bandejas de vidrio y 5 cajones de plástico.



Armarios refrigerados "Stocklow" LS y GS

CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO.

MODELO LS, CON PUERTA METÁLICA. PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +1 °C HASTA +8 °C.

MODELO GS, CON PUERTA DE VIDRIO DOBLE, PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +1 °C HASTA +8 °C.

NUEVO
DISEÑO



APLICACIONES

Conservación y almacenaje de productos que requieran temperaturas inferiores al ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Resistente a los agentes químicos.
Grupo compresor hermético tropicalizado.
Descongelación automática con evaporación del agua por descarche eléctrico temporizado.
Soportes para estantes regulables en altura.
Soportes pie delanteros regulables en nivel.
Cambio de sentido de apertura de la puerta.
Puerta con cerradura y llave.

Se fabrican en dos versiones:

Stocklow LS completamente metálico, interior, mueble exterior y puerta en acero inox. AISI 304.

Stocklow GS completamente metálico, interior y mueble exterior en acero inox. AISI 304. con puerta de vidrio para visualizar el recinto interior.

PANEL DE MANDOS

Interruptor general de puesta en marcha.
Regulador electrónico de la temperatura.
Termómetro digital lector de la temperatura.
Interruptor luz interior (solo modelo con puerta de vidrio).



Modelo Stocklow LS, con puerta metálica.



Modelo Stocklow GS, con puerta de vidrio.

| MODELOS | Código | Capacidad litros | Puerta | Alto / Ancho / Fondo (interior) cm | Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm | Nº de bandejas | Consumo W | Peso Kg |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| STOCKLOW LS | 2101283 | 600 | Metálica | 138 62 68 | 210 73 84 | 3 | 250 | 120 |
| STOCKLOW GS | 2101284 | 600 | Vidrio | 138 62 68 | 210 73 84 | 3 | 250 | 125 |

Se suministran con 3 bandejas de acero, plastificadas en PVC.



Arcones congeladores "Combatemp"

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -14 °C HASTA -28 °C.

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -10 °C HASTA -40 °C.

APLICACIONES

Para la congelación y conservación de productos.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior recubierto en epoxi. Recinto interior en aluminio gofrado con guía soporte para el apoyo de cestas o bandejas. Encimera y contrapuerta moldeada en ABS resistente y de fácil limpieza.
Puerta abatible con bisagras compensadas y cerradura con llave. Grupo compresor hermético, silencioso y sin vibraciones.

Luz interior al abrir la puerta en todos los modelos menos en combatemp S-30.
Regulador electrónico digital de la temperatura.
Sonda de N.T.C.

PANEL DE MANDOS

Regulador de la temperatura.
Display digital de la temperatura real y prefijada.
Pulsador selector de la temperatura.



| MODELOS | Código | Capacidad litros | Capacidad de congelación en 24 h Kg | Temperatura hasta °C | Alto/Ancho/Fondo (interior) cm | Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm | Consumo W | Peso Kg |
|----------------|---------|------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
| COMBATEMP S-30 | 2101040 | 206 | 28 | -28 | 74 63 53 | 92 75 71 | 160 | 38 |
| COMBATEMP L-30 | 2101041 | 343 | 38 | -28 | 74 100 53 | 92 113 71 | 200 | 56 |
| COMBATEMP S-40 | 2101181 | 215 | 30 | -45 | 63 89 41 | 92 113 76 | 230 | 57 |
| COMBATEMP L-40 | 2101182 | 352 | 40 | -45 | 65 117 50 | 92 137 81 | 400 | 72 |

Código 2101040 se suministran con 1 cestillo y código 2101041 se suministra con 2 cestillos.

REPUESTOS Cestillos

| Para Combatemp. Código | 2101040 / 2101041 | 2101181 | 2101182 |
|------------------------|-------------------|---------|---------|
| Cestillos | 1001810 | 1001811 | 1001812 |

Arcones Congeladores -85 °C “LAB-11” y “LAB-51”

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -60 °C. A -85 °C. ESTABILIDAD ±0,5 °C.



Arcón LAB-11
Código 5020202



Arcón LAB-51
5020203


CARACTERÍSTICAS COMUNES

Arcones de bajo consumo y nivel sonoro inferior a 50 dB.
Sistema de refrigeración por grupo compresor de una sola etapa.
Recinto interior y tapa en acero tratado y esmaltado.
Tapa con contrapeso con doble junta que evita la aparición de escarcha.
Orificio inferior de desagüe.
Conexión posterior directa para entrada de CO₂.
Cerradura con llave para proteger muestras valiosas.

SISTEMA DE CONTROL

Indicador y selector digital de temperatura regulable de -60 °C a -85 °C con batería de reserva para una completa seguridad. Una alarma acústica y visual avisa de los posibles fallos y además dispone de una salida que permite conectar el arcón a alarma exterior.

RECINTO INTERIOR ÚTIL



| Medidas interiores (mm) | | |
|-------------------------|--------|--------|
| | LAB-11 | LAB-51 |
| A | 650 | 650 |
| B | 450 | 450 |
| C | 520 | 1500 |
| D | 400 | 400 |
| E | 200 | 200 |
| F | 250 | 250 |
| G | 320 | 1300 |

| MODELOS | Código | Capacidad litros | Alto*/** | Ancho (exterior) mm | Fondo*** | Espesor del aislante mm | Consumo W | Peso Kg. |
|---------|---------|------------------|---------------|---------------------|----------|-------------------------|-----------|----------|
| LAB 11 | 5020202 | 130 | 920* / 1620** | 720 | 730*** | 100 | 480 | 53 |
| LAB 51 | 5020203 | 416 | 920* / 1620** | 1700 | 730*** | 100 | 810 | 95 |

Alto* = incluidas las ruedas de 50 mm. / Alto** = con la puerta abierta. / Fondo*** = incluidas maneta y bisagras

ACCESORIOS

*Bastidor Portacajas en acero inoxidable.

| Código | Alto / Ancho / Fondo mm | Para cajas de alto mm | *Bastidores x Arcón LAB-11 | LAB-51 | Cajas x Bastidor | Cajas x arcón LAB-11 | LAB-51 |
|---------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------|----------------------|--------|
| 5020244 | 335 140 140 | 50 | 3 | 3 | 6 | 18 | 18 |
| 5020245 | 326 140 140 | 75 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 |
| 5020246 | 320 140 140 | 100 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 5020248 | 610 140 140 | 50 | 6 | 27 | 11 | 66 | 297 |
| 5020212 | 551 140 140 | 75 | 6 | 27 | 7 | 42 | 189 |
| 5020213 | 530 140 140 | 100 | 6 | 27 | 5 | 30 | 135 |

*En los bastidores códigos 5020244, 5020245 y 5020246, el número indicado de bastidores por arcón se refiere solamente al espacio ocupado entre las medidas interiores D, E y F mientras que en el resto de bastidores se indica el número máximo de bastidores por arcón comprendido entre las medidas interiores A, B y G.

Cajas de cartón con Tapa, medidas mm: 133 ancho x 133 fondo.

| Código | Color | Alto | Código | Color | Alto | Código | Color | Alto |
|---------|----------|-------|---------|----------|-------|---------|----------|--------|
| 5020215 | Blanco | 50 mm | 5020220 | Blanco | 75 mm | 5020225 | Blanco | 100 mm |
| 5020216 | Azul | | 5020221 | Azul | | 5020226 | Azul | |
| 5020217 | Rojo | | 5020222 | Rojo | | 5020227 | Rojo | |
| 5020218 | Verde | | 5020223 | Verde | | 5020228 | Verde | |
| 5020219 | Amarillo | | 5020224 | Amarillo | | 5020229 | Amarillo | |

Aparte de estas cajas y bastidores hay más accesorios disponibles, solicite información adicional.

Módulo de entrada CO₂. Código 5020208

Registrador gráfico con display digital. Código 5020209



Cajas de cartón con tapa.

Divisores para cajas de cartón.

| Código | Para Cajas | Divisor | Divisiones (celdas) | Para tubos de Ø mm |
|---------|-------------|------------|---------------------|--------------------|
| 5020230 | 50 mm alto | 30 mm alto | 10 x 10 | 12 |
| 5020231 | | | 9 x 9 | 13 |
| 5020232 | | | 8 x 8 | 14 |
| 5020233 | 75 mm alto | 40 mm alto | 7 x 7 | 16,5 |
| 5020234 | | | 10 x 10 | 12 |
| 5020235 | | | 9 x 9 | 13 |
| 5020236 | 100 mm alto | 65 mm alto | 8 x 8 | 14 |
| 5020237 | | | 7 x 7 | 16,5 |
| 5020238 | | | 10 x 10 | 12 |
| 5020239 | 100 mm alto | 65 mm alto | 9 x 9 | 13 |
| 5020240 | | | 8 x 8 | 14 |
| 5020241 | | | 7 x 7 | 16,5 |



Cajas de cartón según medidas 50, 75 y 100 mm. alto.



Divisores interiores para cajas de cartón según medidas.