



## Cintas indicadoras de esterilización

Cintas auto-adhesivas indicadoras de esterilización. Fabricadas en papel semi crepado. Se pueden pegar en materiales diversos como plástico, metal, ropa, papel, cartón, etc. Espesor de 0,15 mm a 0,17 mm según modelo. Las cintas permanecerán pegadas durante unos 18 meses.

**191050:** Indicador de esterilización por óxido de etileno. La palabra GAS impresa en marrón, cambia de color a verde una vez se ha esterilizado, siguiendo una de las especificaciones siguientes:

- Exposición a 500 mg/l de EO y 60% de RH durante 30 minutos a **30 °C**.
- Exposición a 12% de EO y 60% de RH durante 48 minutos a **54 °C**.

**191051:** Indicador de esterilización para método poupinel o calor seco. Las marcas impresas en color verde cambian a marrón cuando ha sido esterilizado siguiendo la especificación siguiente:

- Exposición superior a **160 °C ±2** durante mínimo 20 minutos.

**191052:** Indicador de esterilización por autoclave. Las rayas impresas en color blanco cambian a marrón oscuro cuando ha sido esterilizado, siguiendo una de las especificaciones siguientes:

- Exposición a **121 °C** durante 10 minutos.
- Exposición a **134 °C** durante 2 minutos.

mod.	código	tipo esterilización	long. m	ancho mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	<b>191050</b>	óxido de etileno	50	19	8	0,88	0,0026
2	<b>191051</b>	poupinel calor seco	50	19	8	0,75	0,0032
3	<b>191052</b>	autoclave	50	19	8	0,75	0,0032



## Cintas indicadoras de esterilización

Para autoclaves. Resistencia al frío: **-40 °C**.

**Modelo 1:** La cinta lleva marcada la palabra **CONTAMINATED** (contaminado) y una vez se ha esterilizado a **121 °C**, aparece la palabra **STERILIZED** (esterilizado).

**Modelo 2:** La cinta está marcada con las palabras siguientes:

**-Batch** (lote), **-Con.** (control) y **-Date** (fecha). Una vez ha sido esterilizada a **121 °C** aparece la palabra **STERILIZED** en la cinta.

mod.	código	dimensiones	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	<b>191222</b>	rollo de 19 mm x 13 m	8	0,32	0,0007
2	<b>191223</b>	rollo de 19 mm x 13 m	8	0,32	0,0007



## Toallita desinfectante

Toallitas desinfectantes impregnadas con un 70% de alcohol isopropílico, fabricadas en tejido sin fibra.

Es ideal como antiséptico para limpiar pequeñas zonas.

Es de tacto suave.

Se presenta en una bolsita fabricada con un complejo de aluminio.

código	dimensiones cm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
<b>192928</b>	6,3 x 3	24 x 100	2,86	0,010

**INSULAB**