


SACHETS POUR MALAXEUR / BLENDER BAGS

80 mL -> 3500 mL



- ▶ Sachets en Polyéthylène
- ▶ Broyage d'échantillons
- ▶ Très résistant
- ▶ Traçabilité sur chaque sachet à filtre
- ▶ Polyethylene bags
- ▶ Blending samples
- ▶ Highly resistant
- ▶ Traceability on each filter bag

Sachets pour malaxeur sans filtre / Blender bags without filter



Cat. No.	Volume (mL)	HxL (mm)	Epaisseur Thickness (µm)	Emballage Packaging	Qté/boîte Qty/box	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
SM1-01	80	150x105	70	25	60x3	4500	✓
SM2-02	400	300x180	70	25	20x5	2500	✓
SM2-01	400	300x180	70	50	10x5	2500	✓
SM3-01	3500	510x380	70	25	5x4	500	✓




Traçabilité au sachet avec filtre / Traceability on each filter bag

Sachets pour malaxeur avec filtre / Blender bags with filter

Cat. No.	Volume (mL)	HxL (mm)	Epaisseur Thickness (µm)	Emballage Packaging	Qté/boîte Qty/box	Qté/carton Qty/case	Sterile SAL 10 ⁻³
BBAG-03	400	300x190	62	25	20x3	1500	✓
BBAG-04	400	300x190	62	50	10x3	1500	✓
FBAG-03	400	300x190	62	25	20x3	1500	✓
FABG-04	400	300x190	62	50	10x3	1500	✓

- Filtre latéral / Side filter
- Filtre pleine page / Full filter



BARETTE DE FERMETURE / CLIP FOR BAGS



Barette de fermeture / Clip for bags

Cat. No.	Couleur Color	Pcs/sachet Pcs/bag	Qté/boîte Qty/box	Qté/carton Qty/case	Sterile
CLIP-01	Bleu/Blanc / Blue/White	50	200	1000	-