

Placas de Petri Ø55 mm de poliestireno

Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h _{con tapa} (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PDIP-06N-500	55	12,8	14,1	sin vientos, aséptica	500	41,18 €	0,082 €
PDIP-E6N-500	55	12,8	14,1	sin vientos, estéril	500	44,93 €	0,090 €
PDIP-060-500	54,4	12,7	14	con 3 vientos, aséptica	500	41,18 €	0,082 €
PDIP-E60-500	54,4	12,7	14	con 3 vientos, estéril	500	44,93 €	0,090 €

**Placas de Petri Ø90 mm de poliestireno**

Presentadas en bolsas de 20/25 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h _{con tapa} (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PDIP-09N-500	89,5	15,2	16,3	sin vientos, aséptica	500	44,93 €	0,090 €
PDIP-E9N-500	89,5	15,2	16,3	sin vientos, estéril	500	57,78 €	0,116 €
PDIP-090-500	88,8	15	16,3	con 3 vientos, aséptica	500	39,85 €	0,080 €
PDIP-E90-500	88,8	15	16,3	con 3 vientos, estéril	500	53,04 €	0,106 €
PDIP-091-625	88,8	12,8	14,2	con 3 vientos, aséptica	625	53,23 €	0,085 €
PDIP-E91-625	88,8	12,8	14,2	con 3 vientos, estéril	625	58,55 €	0,094 €

**Placas de Petri Ø90 mm de poliestireno con compartimentos**

Presentadas en bolsas de 20 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h _{con tapa} (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PDIP-092-500	88,8	15,2	16,5	con 2 compartimentos, 3 vientos, aséptica	500	53,66 €	0,107 €
PDIP-E92-500	88,8	15,2	16,5	con 2 compartimentos, 3 vientos, estéril	500	67,39 €	0,135 €
PDIP-093-500	88,8	15,2	16,5	con 3 compartimentos, 3 vientos, aséptica	500	53,66 €	0,107 €
PDIP-E93-500	88,8	15,2	16,5	con 3 compartimentos, 3 vientos, estéril	500	67,39 €	0,135 €

**Placas de Petri Ø100 mm de poliestireno**

Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h _{con tapa} (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PDIP-100-500	96,6	12,6	13,9	con 3 vientos, aséptica	500	71,18 €	0,142 €
PDIP-10E-500	96,6	12,6	13,9	con 3 vientos, estéril	500	79,73 €	0,159 €

**Placas de Petri Ø120 mm de poliestireno**

Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

Referencia de la caja	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h _{con tapa} (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PDIP-12E-320	112,8	15,1	16,8	con 3 vientos, estéril	320	124,06 €	0,388 €

**Placas de Petri Ø150 mm de poliestireno**

Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	Ø _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h _{con tapa} (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	con 3 vientos, estéril	140	58,36 €	0,417 €





Placas de contacto Rodac de poliestireno

Placas para el conteo de bacterias en superficies. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	∅ _{base} (mm)	h _{base} (mm)	h _{con tapa} (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
CPLP-060-1K0	62,2	11	16,6	con 3 vientos, aséptica	1000	123,55 €	0,124 €
CPLP-E60-1K0	62,2	11	16,6	con 3 vientos, estéril	1000	139,78 €	0,140 €



Placas de Petri 120 x 120 mm de poliestireno

Placas cuadradas para antibiogramas. Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas

referencia de la caja	l (mm)	w (mm)	h _{base} (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PDIP-120-240	120	120	14	con 4 vientos, aséptica	240	86,11 €	0,359 €



Placa de Petri de vidrio

Fabricada en vidrio sodocálcico

referencia de la caja	∅ _{base} (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PDIN-060-030	60	15	30	22,26 €	0,74 €
PDIN-080-024	80	15	24	17,80 €	0,74 €
PDIN-100-036	100	20	36	33,37 €	0,93 €
PDIN-150-036	150	25	36	81,07 €	2,25 €



Placa de Petri de vidrio borosilicato

Fabricada en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	∅ _{base} (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PDI3-060-012	60	15	12	10,92 €	0,91 €
PDI3-080-010	80	15	10	12,29 €	1,23 €
PDI3-100-008	100	20	8	11,39 €	1,42 €
PDI3-150-006	150	30	6	23,87 €	3,98 €



Asa de siembra calibrada

De ABS. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
LOOP-E01-1K0	1 µl color neutro, estéril, 10 uds/peel pack	1000	43,18 €	0,04 €
LOOP-E01-500	1 µl, color neutro, estéril, 1 ud/peel pack	500	31,25 €	0,06 €
LOOP-E10-1K0	10 µl color azul, estéril, 10 uds/peel pack	1000	43,18 €	0,04 €
LOOP-E10-500	10 µl color azul, estéril, 1 ud/peel pack	500	31,25 €	0,06 €



Asa en L para extensiones

Asa de polipropileno estéril con superficie redondeada para evitar dañar la superficie del medio. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
SPRP-L01-1K0	forma de L (ángulo 100°), estéril bolsa unitaria	1000	115,80 €	0,116 €
SPRP-L05-1K0	forma en L (ángulo 100°), estéril, bolsa de 5 uds.	1000	77,21 €	0,077 €

Mango de Kolle

Cada mango se suministra con dos asas de siembra de Ni-Cr, final en aro de Ø 3 mm

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
KOLS-200-001	mango corto (200 mm) + 2 asas de siembra de Ni-Cr	1	4,14 €
KOLS-290-001	mango largo (290 mm) + 2 asas de siembra de Ni-Cr	1	4,78 €
Accesorios			
KOLA-001-025	asa de siembra de Ni-Cr, final en aro de Ø 3 mm	25	5,96 €
KOLA-002-025	asa de siembra de Ni-Cr, final en forma de aguja	25	5,96 €
KOLA-003-025	asa de siembra de Ni-Cr, final en lanceta	25	9,36 €

**Placa de porcelana para tinción**

Esmaltado excepto en la superficie exterior de la base

referencia de la caja	l (mm)	w (mm)	Ø cavidad (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja
SPPC-006-001	94	62	25	6 cavidades	1	1,74 €
SPPC-012-001	115	88	25	12 cavidades	1	2,36 €

**Cubeta para tinción de vidrio**

Fabricado en vidrio neutro. Con tapa

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
MSSN-001-001	Coplin (A), para 5 portaobjetos	1	9,48 €
MSSN-002-001	Schieferdecker (B), para 10 portaobjetos	1	6,96 €
MSSN-003-001	Hellendahl (C), para 8 portaobjetos	1	8,23 €

**Cubeta para tinción de PMP**

Fabricado en polimetilpenteno (PMP o TPX). Todas las cubetas incluyen tapa. Nota: el PMP puede ser atacado químicamente por xileno después de 2 días a temperatura ambiente

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
MSSX-002-001	Schieferdecker (A), para 10 portaobjetos	1	11,14 €
MSSX-003-001	Hellendahl (B), para 8 portaobjetos	1	9,02 €

**Cubeta para tinción tipo Coplin de polipropileno**

Con tapa de rosca

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
MSSP-001-001	para 5 portaobjetos	1	3,91 €

**Cubeta para tinción, tipo Hausser-Gedigk**

De vidrio, con tapa y soporte portaobjetos de aluminio


referencia de la caja	l (cm)	h (cm)	w (cm)	tipo	unidades caja	precio por caja
MSHN-030-001	10	10	9	para 30 portaobjetos	1	24,03 €
MSHN-060-001	16	10	9	para 60 portaobjetos	1	31,63 €

**Cubeta para tinción de PMP con rack extraíble**

Incluye cubeta en polimetilpenteno (PMP o TPX), rack portaobjetos de polipropileno y dos tapas (una totalmente cerrada y otra con una abertura para el mango del rack). Nota: el PMP puede ser atacado químicamente por xileno después de 2 días a temperatura ambiente

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
MSHX-020-001	para 20 portaobjetos	1	22,81 €





Funda de transporte para portaobjetos

De polipropileno. Para portaobjetos de 76 x 26 mm

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
MSMP-001-001	para 1 portaobjetos	1	1,16 €
MSMP-002-001	para 2 portaobjetos	1	1,44 €
MSMP-005-001	para 5 portaobjetos	1	3,52 €

Portaobjetos Basic Line

La opción más económica para educación y para aplicaciones de rutina en veterinaria, análisis de orina, etc. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 26 x 76 mm y espesor 1.0-1.2 mm. Envasados en cajas de cartón de 50 unidades con papel protector entre cada portaobjeto y cada cajita protegida con una funda sellada de nylon (envase tropical)



referencia de la caja	esquinas	descripción	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
SLIU-005-050	90°	cantos sin pulir	50	0,86 €	0,017 €
SLIG-005-050	45°	cantos pulidos	50	1,07 €	0,021 €
SLIF-005-050	90°	cantos pulidos, banda mate en 1 cara	50	1,29 €	0,026 €
En "pack ahorro" (50 cajas de 50 portaobjetos)					
SLIU-005-2K5	90°	cantos sin pulir	50 x 50	36,69 €	0,015 €
SLIG-005-2K5	45°	cantos pulidos	50 x 50	45,53 €	0,018 €
SLIF-005-2K5	90°	cantos pulidos, banda mate en 1 cara	50 x 50	54,81 €	0,022 €

Portaobjetos Standard Line

La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 26 x 76 mm y espesor 1.0-1.2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso "labbox" en un lado. Envasados en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por doble celofán



referencia de la caja	esquinas	descripción	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
SLIU-010-050	90°	cantos sin pulir	50	1,22 €	0,024 €
SLIG-010-050	45°	cantos pulidos	50	1,64 €	0,033 €
SLIF-010-050	45°	cantos pulidos banda mate en 1 cara	50	1,80 €	0,036 €
SLIU-D10-050	90°	cantos sin pulir, banda mate en 2 caras	50	1,86 €	0,037 €
SLIF-D10-050	45°	cantos pulidos, banda mate en 2 caras	50	2,48 €	0,050 €
En "pack ahorro" (50 cajas de 50 portaobjetos)					
SLIU-010-2K5	90°	cantos sin pulir	50 x 50	51,98 €	0,021 €
SLIG-010-2K5	45°	cantos pulidos	50 x 50	71,07 €	0,028 €
SLIF-010-2K5	45°	cantos pulidos banda mate en 1 cara	50 x 50	76,38 €	0,031 €
SLIU-D10-2K5	90°	cantos sin pulir, banda mate en 2 caras	50 x 50	78,90 €	0,032 €
SLIF-D10-2K5	45°	cantos pulidos, banda mate en 2 caras	50 x 50	105,05 €	0,042 €

Portaobjetos Premium Line

Calidad superior a un precio asequible para aplicaciones de rutina en patología, histología, citología y otros campos que requieran una calidad elevada. Fabricados en vidrio claro prelimpiado, cantos biselados y esquinas cortadas a 45°. Dimensiones: 26 x 76 mm y espesor 1.0-1.2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso "labbox" en un lado. Envasados en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por doble celofán



referencia de la caja	descripción	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
SLIB-G10-050	sin banda mate	50	2,24 €	0,045 €
SLIB-F10-050	banda mate en 1 cara	50	2,51 €	0,050 €
SLIB-B10-050	banda mate en 2 caras	50	2,70 €	0,054 €
En "pack ahorro" (50 cajas de 50 portaobjetos)				
SLIB-G10-2K5	sin banda mate	50 x 50	97,21 €	0,039 €
SLIB-F10-2K5	banda mate en 1 cara	50 x 50	102,92 €	0,041 €
SLIB-B10-2K5	banda mate en 2 caras	50 x 50	112,78 €	0,045 €

Caja para almacenar portaobjetos

De poliestireno. Con tapa separable y ranuras numeradas para portaobjetos de 76 x 26 mm

referencia de la caja	l (mm)	w (mm)	h (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja
MSBP-025-001	125	95	35	para 25 portaobjetos	1	2,48 €
MSBP-050-001	230	100	35	para 50 portaobjetos	1	4,59 €
MSBP-100-001	230	185	35	para 100 portaobjetos	1	8,28 €



Caja para almacenar portaobjetos

De ABS color naranja. Con tapa unida al cuerpo central mediante bisagras y protección de corcho en la base


referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
MSLP-012-001	para 12 portaobjetos	1	0,99 €
MSLP-025-001	para 25 portaobjetos	1	1,59 €
MSLP-050-001	para 50 portaobjetos	1	2,34 €
MSLP-100-001	para 100 portaobjetos	1	5,16 €



Caja para almacenar portaobjetos

La tapa transparente permite observar el contenido. Dispone de 100 ranuras numeradas para portaobjetos de 76 x 26 mm

referencia de la caja	w (mm)	l (mm)	h (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja
MSRP-100-001	85	250	90	para 100 portaobjetos	1	12,53 €



Cubreobjetos Standard Line

Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Envasados en cajita de plástico protegida con funda de aluminio sellada (envase tropical)

referencia de la caja	l (mm)	w (mm)	grosor (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
COVN-018-200	18	18	0,13-0,16	200	1,77 €	0,009 €
COVN-020-200	20	20	0,13-0,16	200	1,94 €	0,010 €
COVN-022-200	22	22	0,13-0,16	200	2,27 €	0,011 €
COVN-024-200	24	24	0,13-0,16	200	2,58 €	0,013 €
COVN-032-100	24	32	0,13-0,16	100	1,94 €	0,019 €
COVN-050-100	24	50	0,13-0,16	100	2,33 €	0,023 €
COVN-060-100	24	60	0,13-0,16	100	2,66 €	0,027 €
En "pack ahorro"						
COVN-018-2K0	18	18	0,13-0,16	10 x 200	14,45 €	0,007 €
COVN-020-2K0	20	20	0,13-0,16	10 x 200	15,86 €	0,008 €
COVN-022-2K0	22	22	0,13-0,16	10 x 200	18,53 €	0,009 €
COVN-024-2K0	24	24	0,13-0,16	10 x 200	21,08 €	0,011 €
COVN-032-1K0	24	32	0,13-0,16	10 x 100	15,86 €	0,016 €
COVN-050-1K0	24	50	0,13-0,16	10 x 100	19,07 €	0,019 €
COVN-060-1K0	24	60	0,13-0,16	10 x 100	21,78 €	0,022 €



Cubreobjetos Premium Line

Fabricados en vidrio borosilicato 3.3 y especialmente adecuados para equipos automáticos. Envasados en cajita de plástico protegida con funda de aluminio sellada (envase tropical)

referencia de la caja	l (mm)	w (mm)	grosor (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
COV3-040-100	24	40	0,13-0,16	100	4,69 €	0,047 €
COV3-050-100	24	50	0,13-0,16	100	5,51 €	0,055 €
COV3-060-100	24	60	0,13-0,16	100	6,15 €	0,062 €
En "pack ahorro"						
COV3-040-1K0	24	40	0,13-0,16	10 x 100	38,34 €	0,038 €
COV3-050-1K0	24	50	0,13-0,16	10 x 100	45,05 €	0,045 €
COV3-060-1K0	24	60	0,13-0,16	10 x 100	50,23 €	0,050 €

