



Estufas e incubadores Argolab

AHORA CON NUEVOS PROGRAMADORES!

- Programador con pantalla LCD retroiluminada, que muestra claramente en cada momento la temperatura programada, la interna y otros parámetros.
- La introducción de iconos "user friendly" facilita la interpretación de las funciones y comandos, de forma extraordinariamente intuitiva.
- Incluyen certificado Accredia, de calibración a 37 °C



PROGRAMADOR BÁSICO



- Pantalla retroiluminada
- Iconos de fácil lectura
- Timer y función continua
- Alarma visual y sonora
- Control velocidad del ventilador*
- Limitador de temperatura de seguridad
- Demora de arranque del programa

*Sólo en estufas con ventilación forzada (high, medium, Low)

PROGRAMADOR PROFESIONAL



Además de las especificaciones del BASIC:

- 7 programas x 10 pasos
- Repetición de ciclos de trabajo



ESTUFAS DE CONVECCIÓN NATURAL	TCN 30	TCN 50	TCN 115	TCN 200
Volumen	30 litros	50 litros	115 litros	200 litros
Temp. Máx. / Resolución	+ 200 / 0.1 °C	+ 300 / 0.1 °C	+ 300 / 0.1 °C	+ 300 / 0.1 °C
Homogeneidad de la temperatura a 150°C	± 3,5 °C	± 3,5 °C	± 3,5 °C	± 4 °C
Variación a 150°C	± 0.5°C	± 0.5°C	± 0.5°C	± 0.7°C
Tiempo de calentamiento a 150°C	14 min.	16 min.	18 min.	20 min.
Temporizador	99:59 hh:min y continuo	99:59 hh:min y continuo	99:59 hh:min y continuo	99:59 hh:min y continuo
Seguridad clase	3:1	3:1	3:1	3:1
Alimentación / potencia	230 V / 700 W	230 V / 1000 W	230 V / 1900 W	230 V / 2100 W
Dimensiones internas W x H x D	320 x 320 x 285 mm	400 x 420 x 330 mm	520 x 495 x 450 mm	650 x 640 x 495 mm
Estantes suministrados / máximo	2 / 4	2 / 5	2 / 6	2 / 9
Distancia útil entre estantes	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Carga máxima kg	10 kg	15 kg	15 kg	20 kg
Dimensiones externas W x H x D	460 x 660 x 530 mm	665 x 635 x 470 mm	790 x 750 x 600 mm	915 x 905 x 660 mm
Peso	40 kg	53 kg	74 kg	103 kg
Cat .nº Programador BASIC	G-TCN30	G-TCN50	G-TCN115	G-TCN200
Precio	755 €	995 €	1.380 €	1.990 €
Cat .nº Programador PROFESIONAL	NO	G-TCNPRO50	G-TCNPRO115	G-TCNPRO200
Precio		1.200 €	1.550 €	2.100 €

Estantes de rejilla	G-41100142	G-41100102	G-41100112	G-41100122
Precio	40 €	55 €	80 €	100 €

Plataforma de acero agujereada aplicable al estante de rejilla	G-41100192	G-41100152	G-41100162	G-41100172
Precio	35 €	45 €	75 €	90 €





Estufas de aire forzado: 2 versiones: Básica y Profesional

CONTROL EFICIENTE DE LA TEMPERATURA DESDE 10°C HASTA 300°C.

- Su controlador PID con amplia pantalla retroiluminada de color, muestra siempre la temperatura programada, la interna y todos los parámetros.
- Permite ajustar tres niveles de velocidad de circulación forzada de la temperatura: alta, media y baja garantizando de esta manera una perfecta homogeneidad en todas las partes de la estufa.
- Se suministra con un orificio en su parte superior a fin de poder conectar una sonda de temperatura para su verificación o certificación.
- Incluyen certificado Accredia, de calibración a 150 °C



ESTUFAS DE CONVECCIÓN FORZADA	TCF 50	TCF 120	TCF 200	TCF 400
Volumen	50 litros	120 litros	200 litros	400 litros
Temp. Máx. / Resolución	+ 300 / 0.1 °C	+ 300 / 0.1 °C	+ 300 / 0.1 °C	+ 300 / 0.1 °C
Homogeneidad de la temperatura a 150°C	± 2 %	± 2 %	± 2 %	± 2 %
Variación a 150°C	± 0.3°C	± 0.3°C	± 0.4°C	± 0.5°C
Tiempo de calentamiento a 150°C	20 min.	24 min.	30 min.	50 min.
Temporizador	99:59 hh:min y continuo	99:59 hh:min y continuo	99:59 hh:min y continuo	99:59 hh:min y continuo
Seguridad clase	3:1	3:1	3:1	3:1
Alimentación / potencia	230 V / 980 W	230 V / 1900 W	230 V / 2400 W	230 V / 3200 W
Dimensiones internas W x H x D	400 x 415 x 310 mm	520 x 530 x 435 mm	645 x 650 x 495 mm	1000 x 800 x 500 mm
Estantes suministrados / máximo	2 / 5	2 / 7	2 / 9	2 / 10
Distancia útil entre estantes	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Carga máxima kg	15 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Dimensiones externas W x H x D	665 x 635 x 570 mm	785 x 750 x 690 mm	920 x 870 x 755 mm	1260 x 1060 x 750 mm
Peso	54 kg	74 kg	103 kg	160 kg
Cat .nº Programador BASIC	G-TCF50	G-TCF120	G-TCF200	G-TCF400
Precio	1.150 €	1.600 €	2.140 €	3.460 €
Cat .nº Programador PROFESIONAL	G-TCFPRO50	G-TCFPRO120	G-TCFPRO200	G-TCFPRO400
Precio	1.350 €	1.800 €	2.340 €	3.660 €

Estantes de rejilla	G-41100102	G-41100112	G-41100122	G-41100132
Precio	55 €	80 €	90 €	150 €

Plataforma de acero agujereada aplicable al estante de rejilla	G-41100152	G-41100162	G-41100172	G-41100182
Precio	45 €	75 €	100 €	130 €



Incubadores de convección natural

- Los materiales orgánicos utilizados en las aplicaciones típicas de laboratorio, requieren un calentamiento suave constante.
- La distribución de la temperatura en los incubadoras Argolab se obtiene sin aire forzado, utilizando sólo la convección natural, lo cual no estresa la muestra y permite su crecimiento uniforme.
- Su ancha puerta de vidrio permite vigilar constantemente las muestras en su interior, sin necesidad de abrir la puerta y evitando cambios bruscos de temperatura.
- Incluyen certificado Accredia, de calibración a 37 °C



INCUBADORES DE CONVECCIÓN NATURAL	ICN 16	ICN 35	ICN 55	ICN 120	ICN 200
Volumen	16 litros	35 litros	55 litros	120 litros	200 litros
Temp. Máx. / Resolución	+ 70 / 0.1 °C	+ 70 / 0.1 °C	+ 70 / 0.1 °C	+ 70 / 0.1 °C	+ 70 / 0.1 °C
Homogeneidad de la temperatura a 150°C	± 0.4 °C	± 0.4 °C	± 0.5 °C	± 0.5 °C	± 0.5 °C
Variación a 150°C	± 0.3°C	± 0.3°C	± 0.3°C	± 0.3°C	± 0.3°C
Tiempo de calentamiento a 150°C	18 min.	22 min.	25 min.	30 min.	35 min.
Temporizador	99:59 hh:min y continuo	99:59 hh:min y continuo	99:59 hh:min y continuo	99:59 hh:min y continuo	99:59 hh:min y continuo
Seguridad clase	2	2	2	2	2
Alimentación / potencia	230 V / 85 W	230 V / 125 W	230 V / 250 W	230 V / 350 W	230 V / 600 W
Dimensiones internas W x H x D	270 x 230 x 255 mm	360 x 300 x 320 mm	400 x 360 x 385 mm	520 x 460 x 500 mm	610 x 600 x 575 mm
Estantes suministrados / máximo	2 / 6	2 / 6	2 / 5	2 / 7	2 / 9
Distancia útil entre estantes	25 mm	30 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Carga máxima kg	5 kg	7,5 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Dimensiones externas W x H x D	505 x 370 x 400 mm	595 x 440 x 460 mm	635 x 500 x 545 mm	755 x 610 x 645 mm	850 x 755 x 710 mm
Peso	23 kg	33 kg	42 kg	61 kg	77 kg
Cat .nº Programador BASIC	G-ICN16	G-ICN535	G-ICN55	G-ICN120	G-ICN200
Precio	650 €	775 €	1.100 €	1.320 €	2.050 €
Cat .nº Programador PROFESIONAL	G- ICNPRO16	G- ICNPRO35	G- ICNPRO55	G- ICNPRO120	G- ICNPRO200
Precio	850 €	975 €	1.300 €	1.520 €	2.250 €

Para una perfecta homogeneidad, el sistema de calentamiento está ubicado en el interior de las paredes internas de la cámara del incubador

Estantes de rejilla	G-41101112	G-41101122	G-41101132	G-41101142	G-41101152
Precio	35 €	45 €	55 €	80 €	105 €