

Agua Destilada

Salvador Mari S.L.

Empresa	Producto	Análisis	Contacto
Parámetros	Resultado	Unidad	
-Analítico:			
pH	5,6	U.	
Conductividad 25 °C	<3	µs/cm	
Nitratos	<0,5	mg N-NO3/l.	
Sodio	0,06	mg Na/l.	
Potasio	<0.03	mg K/l.	
Calcio	0,10	mg Cal /l.	
Magnesio	0,03	mg Mg/l.	
Cloruros	1	mg Cl/l.	
Hierro	4	µg Fe/l.	
Zinc	1	µg Zn/l.	
Silice	0,05	mg Sio2/l.	
-Bacteriológico:			
Coliformes totales	1	ufc/100ml	
Coliformes fecales	0	ufc/100ml	
Bacterias aerobias a 22 °C	20	ufc/ml	
Bacterias aerobias a 37 °C	0	ufc/ml	



Envases de 20 litros