

### BD Microlance™



- Aguja hipodérmica de alta calidad diseñada para ser lo más afilada posible, su facilidad de penetración permite administrar inyecciones de forma indolora garantizando una mayor comodidad para el paciente. Se adaptan a conos Luer y Luer-Lock.
- Se puede utilizar en distintas técnicas de inyección: subcutánea, intradérmica, intramuscular, intravenosa o bien cualquier otra especialidad. Posee un cono translúcido y código de colores según la norma internacional ISO 6009.
- No re-encapuche las agujas, después de su uso deseche el dispositivo en un contenedor adecuado. Comunique los pinchazos inmediatamente y siga protocolo establecido en su centro.
- Estéril, un solo uso.

Referencia	Medidas	Embalaje (nº cajas/uds)	Color
304000	30G 1/2"	5.000 (50x100)	Yellow
302200	27G 3/4"	5.000 (50x100)	Grey
300635	27G 1/2"	5.000 (50x100)	Grey
300300	26G 3/8"	5.000 (50x100)	Brown
304300	26G 5/8"	5.000 (50x100)	Brown
303800	26G 1/2"	5.000 (50x100)	Brown
300600	25G 5/8"	5.000 (50x100)	Orange
300400	25G 1"	5.000 (50x100)	Orange
304100	24G 1"	5.000 (50x100)	Purple
300800	23G 1"	5.000 (50x100)	Blue
300700	23G 1 1/4"	5.000 (50x100)	Blue
304727	22G 1"	5.000 (50x100)	Black
301000	22G 1 1/2"	5.000 (50x100)	Black

Referencia	Medidas	Embalaje (nº cajas/uds)	Color
300900	22G 1 1/4"	5.000 (50x100)	Black
301156	21G 1"	5.000 (50x100)	Green
304432	21G 1 1/2"	5.000 (50x100)	Green
301155	21G 2"	4.000 (40x100)	Green
304827	20G 1"	5.000 (50x100)	Yellow
301300	20G 1 1/2"	5.000 (50x100)	Yellow
301500	19G 1 1/2"	5.000 (50x100)	Light Yellow
301700	19G 1"	5.000 (50x100)	Light Yellow
301750	19G 2"	4.000 (40x100)	Light Yellow
304622	18G 1 1/2"	5.000 (50x100)	Pink
300637	16G 1 1/2"	5.000 (50x100)	Pink