

BD Discardit™



- La jeringa BD Discardit™ está compuesta por dos piezas, cuerpo y émbolo, éste último formado por una sola pieza. Es un producto diseñado para la administración de medicamentos en cualquier práctica clínica. Esta jeringa permite asegurar un deslizamiento y avance más regular del émbolo así como un mejor posicionamiento en la escala deseada.
- No re-encapuche, después de su uso deseche el dispositivo en un contenedor adecuado. Comunique los pinchazos inmediatamente y siga protocolo establecido en su centro.
- Estéril, un solo uso.

Referencia	Medidas	Embalaje (nº cajas/uds)
300928	2 ml cono concéntrico	3.000 (30x100)
309050	5 ml cono excéntrico	1.800 (18x100)
309110	10 ml cono excéntrico	1.200 (12x100)
300296	20 ml cono excéntrico	960 (12x80)
300322	2 ml aguja al lado 23G 1"	3.000 (30x100)
300320	2 ml aguja al lado 22 1 1/4"	3.000 (30x100)
300318	2 ml aguja al lado 21G 1 1/2"	3.000 (30x100)
300325	2 ml aguja al lado 21G 5/8"	3.000 (30x100)
300516	5 ml aguja al lado 23G 1 1/4"	1.800 (18x100)
300513	5 ml aguja al lado 22G 1 1/4"	1.800 (18x100)
300512	5 ml aguja al lado 21G 1 1/2"	1.800 (18x100)
300626	10 ml aguja al lado 22G 1 1/4"	1.200 (12x100)
301001	10 ml aguja al lado 21G 1 1/2"	1.200 (12x100)
300330	20 ml aguja al lado 21G 1 1/2"	960 (12x80)

BD Emerald™ Compromiso con el Medio Ambiente

BD Emerald™



- Nuestra jeringa de tres piezas BD Emerald™ supone un auténtico compromiso con el medio ambiente. Es una jeringa sostenible que combina la alta calidad con un reducido impacto medio ambiental, minimizando la cantidad de residuos hasta un 30% menos que las jeringas convencionales.
- Consta de tres piezas: cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad, diseñada para la administración de medicamentos para uso general en cualquier práctica clínica.
- Disponemos también de Jeringas BD Emerald™ con aguja premontada.
- Estéril, un solo uso.

Referencia	Medidas	Embalaje (nº cajas/uds)
------------	---------	-------------------------

TRES PIEZAS CONO LUER

307727	2 ml cono concéntrico	3.000 (30 x 100)
302986	3 ml cono concéntrico	2.400 (24 x 100)
307731	5 ml cono concéntrico	2.000 (20 x 100)
307736	10 ml cono concéntrico	1.200 (12 x 100)

TRES PIEZAS CON AGUJA

307741	2 ml con aguja 23G 1 1/4"	2.000(20 x 100)
307740	2 ml con aguja 23G 1"	2.000(20 x 100)
307728	2 ml con aguja 22G 1 1/4"	2.000(20 x 100)
307735	5 ml con aguja 23G 1 1/4"	1.500(15 x 100)
307733	5 ml con aguja 22G 1 1/4"	1.500(15 x 100)
307732	5 ml con aguja 21G 1 1/2"	1.500(15 x 100)
307737	10 ml con aguja 21G 1 1/2"	900(9 x 100)
307738	10 ml con aguja 22G 1 "	900(9 x 100)

