

Tubería de goma para vacío

De goma natural de color rojo

referencia de la caja	∅ _{int.} (mm)	∅ _{ext.} (mm)	tipo	metros por rollo	precio por rollo	el metro sale a €
RUTT-004-002	4	10	para olivas 4/5	2	3,50 €	1,75 €
RUTT-006-002	6	16	para olivas 8/9	2	5,29 €	2,65 €
RUTT-008-002	8	16	para olivas 9/10	2	6,90 €	3,45 €
RUTT-010-002	10	22	para olivas 12/13	2	9,02 €	4,51 €
En "pack ahorro"						
RUTT-004-010	4	10	para olivas 4/5	10	14,30 €	1,43 €
RUTT-006-010	6	16	para olivas 8/9	10	21,66 €	2,17 €
RUTT-008-010	8	16	para olivas 9/10	10	28,16 €	2,82 €
RUTT-010-010	10	22	para olivas 12/13	10	36,83 €	3,68 €



Tubería de silicona transparente

Para montajes en los que deba hacerse circular líquidos. Temperatura de trabajo -60 / +200 °C. Certificado de biocompatibilidad USP Clase VI. Cumple con las listas positivas de la FDA y BgVV

referencia de la caja	∅ _{int.} (mm)	∅ _{ext.} (mm)	metros por rollo	precio por rollo	el metro sale a €
SILT-001-005	1	3	5	3,20 €	0,64 €
SILT-002-005	2	4	5	3,39 €	0,68 €
SILT-004-005	4	8	5	7,46 €	1,49 €
SILT-006-005	6	10	5	9,78 €	1,96 €
SILT-008-005	8	12	5	12,17 €	2,43 €
SILT-010-005	10	14	5	14,45 €	2,89 €
SILT-012-005	12	16	5	16,83 €	3,37 €
SILT-014-005	14	20	5	27,80 €	5,56 €
SILT-016-005	16	20	5	19,58 €	3,92 €
En "pack ahorro"					
SILT-001-025	1	3	25	12,78 €	0,51 €
SILT-002-025	2	4	25	13,60 €	0,54 €
SILT-004-025	4	8	25	29,82 €	1,19 €
SILT-006-025	6	10	25	39,14 €	1,57 €
SILT-008-025	8	12	25	48,67 €	1,95 €
SILT-010-025	10	14	25	57,81 €	2,31 €
SILT-012-025	12	16	25	67,35 €	2,69 €
SILT-014-025	14	20	25	111,15 €	4,45 €
SILT-016-025	16	20	25	78,29 €	3,13 €



Tubería de PTFE

Elevada resistencia química y térmica (-200 a +260 °C)

referencia de la caja	∅ _{int.} (mm)	∅ _{ext.} (mm)	metros por rollo	precio por rollo	el metro sale a €
TEFT-002-005	2	4	5	18,34 €	3,67 €
TEFT-004-005	4	6	5	26,02 €	5,20 €
TEFT-006-005	6	8	5	38,24 €	7,65 €
TEFT-008-005	8	10	5	49,68 €	9,94 €
TEFT-010-005	10	12	5	57,76 €	11,55 €



Pinza para cerrar tubos tipo Mohr

Niquelada. Mantiene el tubo completamente abierto o completamente cerrado

referencia de la caja	tipo	l (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
MOTC-070-005	apertura máxima 10 mm	70	5	10,13 €	2,03 €



elementos de montaje e instrumental

Tubería de látex

Color ámbar. Para refrigerantes y otros montajes en los que deba hacerse circular líquidos



referencia de la caja	Ø _{int.} (mm)	Ø _{ext.} (mm)	tipo	metros por rollo	precio por rollo	el metro sale a €
LTXT-004-005	4,5	9	para olivas 4/5	5	9,97 €	1,99 €
LTXT-007-005	7	10	para olivas 8/9	5	9,31 €	1,86 €
LTXT-008-005	8	12	para olivas 10	5	11,14 €	2,23 €
LTXT-010-005	10	14	para olivas 12/13	5	11,96 €	2,39 €
LTXT-012-005	12	18	para olivas 15/16	5	17,96 €	3,59 €
LTXT-014-005	14	20	para olivas 16	5	19,79 €	3,96 €
En "pack ahorro"						
LTXT-004-025	4,5	9	para olivas 4/5	25	41,97 €	1,68 €
LTXT-007-025	7	10	para olivas 8/9	25	39,19 €	1,57 €
LTXT-008-025	8	12	para olivas 10	25	46,87 €	1,87 €
LTXT-010-030	10	14	para olivas 12/13	30	60,46 €	2,02 €
LTXT-012-025	12	18	para olivas 15/16	25	75,56 €	3,02 €
LTXT-014-025	14	20	para olivas 16	25	83,26 €	3,33 €

Pinza para cerrar tubos tipo Hoffman

Niquelada. Permite variar el caudal que pasa por el tubo



referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
HOTC-012-005	para tubos de Ø inferior a 7 mm	5	10,83 €	2,17 €
HOTC-017-005	para tubos de Ø inferior a 14 mm	5	11,90 €	2,38 €
HOTC-025-005	para tubos de Ø inferior a 22 mm	5	12,52 €	2,50 €
HOTC-030-005	para tubos de Ø inferior a 27 mm	5	14,45 €	2,89 €

Abrazadera tornillo sin fin

De acero inoxidable



referencia de la caja	Ø	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
HOSS-010-005	10-17 mm	5	4,53 €	0,91 €
HOSS-012-005	12-20 mm	5	4,57 €	0,91 €
HOSS-015-005	15-25 mm	5	4,59 €	0,92 €

Bandeja de laboratorio

De polipropileno. Autoclavable a 121 °C



referencia de la caja	h (mm)	l (mm)	w (mm)	unidades caja	precio por caja
TRYP-001-001	75	375	300	1	7,81 €
TRYP-002-001	75	450	350	1	11,73 €

Bandeja de transporte para frascos


De polipropileno. Con asa. Autoclavable a 121 °C



referencia de la caja	h (mm)	l (mm)	w (mm)	unidades caja	precio por caja
TRYP-003-001	115	380	240	1	20,48 €

Pinzas para recipientes

Disponibles en dos modelos: pinzas adecuadas para vasos de 250 a 1500 ml o para matraces de 100 a 2000 ml. Ambas recubiertas de corcho en el extremo para mejorar el aislamiento



referencia de la caja	l (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BKTW-300-002	300	para vasos (A)	2	7,32 €	3,66 €
FLTW-250-002	250	para matraces (B)	2	7,32 €	3,66 €

Pinzas para crisoles

De acero inoxidable

referencia de la caja	l (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
Forma recta (A)				
CRTS-150-002	150	2	5,56 €	2,78 €
CRTS-200-002	200	2	6,20 €	3,10 €
CRTS-250-002	250	2	7,63 €	3,82 €
CRTS-300-002	300	2	10,11 €	5,06 €
CRTS-400-002	400	2	12,84 €	6,42 €
CRTS-500-002	500	2	16,86 €	8,43 €
Gollete mediano (B)				
CRTM-150-002	150	2	5,56 €	2,78 €
CRTM-200-002	200	2	6,20 €	3,10 €
CRTM-250-002	250	2	7,63 €	3,82 €
CRTM-300-002	300	2	10,11 €	5,06 €
CRTM-400-002	400	2	12,84 €	6,42 €
CRTM-500-002	500	2	16,86 €	8,43 €



Espátula cuchara plana

De acero inoxidable o de polipropileno (autoclavable a 121 °C)


referencia de la caja	l (mm)	w _{espátula} (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
Acero inoxidable (A)					
SPSS-120-005	120	15	5	5,15 €	1,03 €
SPSS-150-005	150	18	5	6,26 €	1,25 €
SPSS-175-005	175	17	5	7,00 €	1,40 €
SPSS-210-005	210	20	5	8,09 €	1,62 €
Polipropileno (B)					
SPSP-150-005	150	21	5	2,65 €	0,53 €
SPSP-200-005	200	22	5	3,56 €	0,71 €



Espátulas de laboratorio

De acero inoxidable

referencia de la caja	l (mm)	w _{espátula} (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
Doble plana con puntas curvadas (A)					
SPDS-130-005	130	11	5	7,64 €	1,53 €
SPDS-150-005	150	11	5	8,65 €	1,73 €
SPDS-180-005	180	11	5	10,31 €	2,06 €
SPDS-210-005	210	11	5	11,64 €	2,33 €
Chattaway (B)					
SPCS-150-005	150	6	5	6,26 €	1,25 €
SPCS-200-005	200	7	5	8,09 €	1,62 €
Trulla (C)					
SPTS-001-005	170	22	5	8,83 €	1,77 €



Pala para sólidos

De polietileno de alta densidad

referencia de la caja	capacidad	l _{total} (mm)	l _{útil} (mm)	unidades caja	precio por caja
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1	1,89 €
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1	2,09 €
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1	2,37 €
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1	3,44 €

elementos de montaje e instrumental



Microespátulas de laboratorio

De acero inoxidable

referencia de la caja	l (mm)	w espátula (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
Con cuchara (A)					
SPNS-150-005	150	4	5	8,49 €	1,70 €
SPNS-200-005	200	4	5	8,85 €	1,77 €
Chattaway (B)					
SPMS-100-005	100	3,5	5	5,52 €	1,10 €
SPMS-150-005	150	4	5	7,36 €	1,47 €
SPMS-200-005	200	4	5	9,19 €	1,84 €

Espátula con mango de madera

Hoja de acero inoxidable

referencia de la caja	hoja (mm)	mango (mm)	unidades caja	precio por caja
SPWS-100-001	100	100	1	2,75 €
SPWS-150-001	150	100	1	3,12 €
SPWS-200-001	200	100	1	3,52 €
SPWS-250-001	250	100	1	5,16 €
SPWS-300-001	300	100	1	5,54 €

Tijeras

De acero inoxidable

referencia de la caja	l (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja
SCIS-14A-001	145	disección recta, aguda/aguda (A)	1	2,85 €
SCIS-14B-001	145	disección recta, aguda/roma (B)	1	2,85 €
SCIS-14C-001	145	disección recta, roma/roma (C)	1	2,85 €
SCIS-115-001	115	microscopía recta, aguda/aguda (D)	1	2,85 €
SCIS-220-001	220	uso general, mango de PVC (E)	1	6,49 €

Aguja de disección

Aguja de acero inoxidable y mango de plástico

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
DISS-001-005	aguja recta fina (A)	5	4,13 €	0,83 €
DISS-002-005	lanceta (B)	5	6,72 €	1,34 €

Bisturí desechable




Envasado individualmente, hoja de acero inoxidable y mango de plástico

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
SCAS-023-010	nº 23, estéril	10	5,51 €	0,55 €

Pinzas de laboratorio

De acero inoxidable

referencia de la caja	l (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
FORS-001-002	125	recta para disección (A)	2	5,74 €	2,87 €
FORS-002-002	120	punta fina efecto muelle (B)	2	5,74 €	2,87 €
FORS-003-002	136	recta punta fina (C)	2	5,74 €	2,87 €
FORS-004-002	110	punta redondeada ancha (D)	2	6,05 €	3,03 €
FORS-006-002	115	para cubreobjetos y membranas (E)	2	5,28 €	2,64 €
FORS-007-002	120	punta fina, extremo en curva (F)	2	5,75 €	2,88 €



Pinza de cadena

Para vasos y otros recipientes de gran diámetro. Con cadena y muelle de acero inoxidable


referencia de la caja	∅ (mm)	unidades caja	precio por caja
CHAS-001-001	80 – 150	1	19,65 €



Pinza universal

Permite sujetar objetos de 15 a 65 mm de diámetro


referencia de la caja	l (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja
RCL2-001-001	245	2 dedos forrados de corcho (A)	1	5,82 €
RCL3-001-001	260	3 dedos forrados con caucho (B)	1	5,82 €
RCL4-001-001	245	4 dedos forrados de corcho (C)	1	5,82 €



Pinza tres dedos doble ajuste

Dedos forrados de PVC


referencia de la caja	∅ (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja
Sin nuez (A)				
RCD3-035-001	0 - 35	pequeña	1	8,34 €
RCD3-060-001	0 - 60	grande	1	9,01 €
Con nuez (B)				
RDS3-035-001	0 - 35	pequeña	1	10,77 €
RDS3-060-001	0 - 60	grande	1	11,98 €



Pinza para termómetros

Para sujetar termómetros, buretas u otros objetos de pequeño diámetro

referencia de la caja	l (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja
THCL-001-001	200	sin nuez (A)	1	7,57 €
THCS-001-001	200	con nuez (B)	1	10,40 €



Aro abierto con nuez

De acero cromado

referencia de la caja	∅ (mm)	unidades caja	precio por caja
RROS-060-001	60	1	6,12 €
RROS-080-001	80	1	6,22 €
RROS-100-001	100	1	6,27 €
RROS-120-001	120	1	6,39 €



Aro cerrado con nuez

De fundición

referencia de la caja	∅ (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
RTRS-050-002	50	2	4,82 €	2,41 €
RTRS-075-002	75	2	5,37 €	2,69 €
RTRS-100-002	100	2	6,17 €	3,09 €
RTRS-125-002	125	2	7,29 €	3,65 €
RTRS-150-002	150	2	8,78 €	4,39 €



elementos de montaje e instrumental

Soporte pie de plato

De fundición pintada de azul con protectores de goma. Incluye varilla de acero cromado del diámetro y altura indicados

referencia de la caja	l_{base} (mm)	w_{base} (mm)	peso base (g)	$\varnothing_{varilla}$ (mm)	$h_{varilla}$ (mm)	unidades caja	precio por caja
RTSM-160-001	160	100	670	10	500	1	13,60 €
RTSM-200-001	200	125	1220	10	500	1	15,66 €
RTSM-250-001	250	160	1450	10	500	1	20,97 €
RTSM-300-001	310	200	1600	10	700	1	26,29 €

Soporte pie de plato

De chapita. Incluye varilla de aluminio del diámetro y altura indicados

referencia de la caja	l_{base} (mm)	w_{base} (mm)	peso base (g)	$\varnothing_{varilla}$ (mm)	$h_{varilla}$ (mm)	unidades caja	precio por caja
RTMM-175-001	175	100	475	9	450	1	8,55 €
RTMM-225-001	225	125	775	10	500	1	10,17 €
RTMM-250-001	250	150	970	10	600	1	11,38 €
RTMM-300-001	300	150	1165	12	700	1	13,22 €

Soporte pie de plato

De fundición. Incluye varilla de acero cromado de altura 600 mm

referencia de la caja	l_{base} (mm)	w_{base} (mm)	peso base (g)	$\varnothing_{varilla}$ (mm)	$h_{varilla}$ (mm)	unidades caja	precio por caja
RTCM-200-001	200	140	860	10	600	1	12,20 €

Soporte pie tripode

Pie macizo de fundición. Incluye varilla de aluminio del diámetro y altura indicados

referencia de la caja	l_{base} (mm)	peso base (g)	$\varnothing_{varilla}$ (mm)	$h_{varilla}$ (mm)	unidades caja	precio por caja
TSTM-135-001	135	1700	10	700	1	13,02 €

Soporte en "H"

Con pie macizo, 3 varillas verticales del diámetro (\varnothing) y altura (h) indicados, 2 horizontales del diámetro (\varnothing) y longitud (l) indicados y 6 nueces

referencia de la caja	$\varnothing_{varilla}$ (mm)	h (mm)	l (mm)	w (mm)	peso base (g)	unidades caja	precio por caja
HSSM-010-001	10	800	500	250	6500	1	88,72 €
HSSM-012-001	12	800	500	250	6250	1	97,30 €

Nuez doble, tipo Fisher

Para varillas de 9 a 16 mm de diámetro

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BOSF-001-004	Fisher	4	11,88 €	2,97 €

Nuez doble, cuadrada

Para varillas hasta 16 mm de diámetro

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BOSS-001-004	cuadrada	4	15,91 €	3,98 €



Nuez doble, alta resistencia

Diseñada para soportar cargas elevadas. Para varillas de hasta 19 mm de diámetro

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
BOSH-001-001	nuez doble	1	8,83 €



Soporte trípode circular

Aro de fundición y patas de acero zincado

referencia de la caja	Ø (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja
TRSC-175-001	125	175	1	4,33 €
TRSC-200-001	125	200	1	4,80 €



Malla metálica con centro de fibra cerámica

No contiene amianto


referencia de la caja	Ø cerámica (mm)	l (mm)	w (mm)	unidades caja	precio por caja
CPLS-100-001	70	100	100	1	0,78 €
CPLS-125-001	85	125	125	1	1,03 €
CPLS-150-001	100	150	150	1	1,19 €
CPLS-200-001	147	200	200	1	1,80 €



Elevador de laboratorio

De aluminio

referencia de la caja	l (mm)	w (mm)	h máxima (mm)	peso máximo	unidades caja	precio por caja
JACA-100-001	100	100	140	30 kg	1	23,52 €
JACA-150-001	150	150	280	60 kg	1	33,59 €
JACA-200-001	200	200	290	60 kg	1	40,31 €



Cortador de tubos de vidrio

Aleación de zinc con níquel-cromo plateado y rueda de corte de acero endurecido

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
GTCM-030-001	para tubos de diámetro hasta 30 mm	1	9,53 €



Varilla para agitación

Disponible en tres materiales distintos

referencia de la caja	Ø (mm)	l (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
De vidrio con las puntas redondeadas (A)					
STRN-150-005	7	150	5	2,36 €	0,47 €
STRN-200-005	7	200	5	2,66 €	0,53 €
STRN-300-005	7	300	5	2,95 €	0,59 €
STRN-400-005	9	400	5	3,34 €	0,67 €
De acero recubierto de PTFE (B)					
STRT-300-001	6	300	1	7,29 €	7,29 €
De polipropileno con espátula (autoclavable a 121 °C) (C)					
STRP-245-012	6	245	12	21,05 €	1,75 €

