

### Juego de vasos de precipitados forma baja

Contiene una unidad de cada de las siguientes 5 capacidades: 50, 100, 250, 500 y 1000 ml. Vasos graduados y con pico. Fabricados en vidrio borosilicato LBG 3.3. Conformes a DIN 12331, ISO 3819

referencia de la caja	capacidades	unidades caja	precio por caja
BKL3-KIT-001	50, 100, 250, 500, 1000 ml	1	11,59 €

NEW



### Vaso de precipitados forma baja

Graduado y con pico. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12331, ISO 3819

referencia de la caja	capacidad	Ø <sub>ext</sub> (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BKL3-025-012	25 ml	35	50	12	4,78 €	0,40 €
BKL3-050-012	50 ml	45	60	12	7,55 €	0,63 €
BKL3-100-012	100 ml	53	70	12	7,98 €	0,67 €
BKL3-150-012	150 ml	60	80	12	8,61 €	0,72 €
BKL3-250-012	250 ml	70	97	12	9,04 €	0,75 €
BKL3-400-006	400 ml	80	112	6	6,47 €	1,08 €
BKL3-500-006	500 ml	87	118	6	6,41 €	1,07 €
BKL3-600-006	600 ml	90	130	6	6,86 €	1,14 €
BKL3-800-006	800 ml	100	135	6	9,38 €	1,56 €
BKL3-1K0-006	1000 ml	105	150	6	11,69 €	1,95 €
BKL3-2K0-001	2000 ml	133	185	1	4,35 €	4,35 €
BKL3-3K0-001	3000 ml	150	215	1	7,08 €	7,08 €
BKL3-5K0-001	5000 ml	170	270	1	10,59 €	10,59 €



### Vaso de precipitados forma alta

Graduado y con pico. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12331, ISO 3819

referencia de la caja	capacidad	Ø <sub>ext</sub> (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BKT3-050-012	50 ml	40	67	12	7,41 €	0,62 €
BKT3-100-012	100 ml	47	88	12	7,91 €	0,66 €
BKT3-150-012	150 ml	52	100	12	8,56 €	0,71 €
BKT3-250-012	250 ml	60	123	12	11,06 €	0,92 €
BKT3-400-006	400 ml	75	135	6	7,54 €	1,26 €
BKT3-500-006	500 ml	75	150	6	8,18 €	1,36 €
BKT3-600-006	600 ml	80	155	6	9,17 €	1,53 €
BKT3-800-006	800 ml	90	178	6	11,85 €	1,98 €
BKT3-1K0-006	1000 ml	100	185	6	13,35 €	2,23 €
BKT3-2K0-001	2000 ml	120	240	1	5,46 €	5,46 €



### Vaso de precipitados forma baja para uso intensivo

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Elevada resistencia mecánica gracias al borde reforzado y al mayor espesor de pared. Graduado y con pico. Conforme a DIN 12331, ISO 3819

referencia de la caja	capacidad	Ø <sub>ext</sub> (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BKLG-050-012	50 ml	42	60	12	19,15 €	1,60 €
BKLG-100-012	100 ml	50	70	12	16,41 €	1,37 €
BKLG-250-012	250 ml	70	95	12	27,35 €	2,28 €
BKLG-400-010	400 ml	80	110	10	28,71 €	2,87 €
BKLG-600-006	600 ml	90	125	6	19,15 €	3,19 €
BKLG-1K0-006	1000 ml	105	145	6	38,29 €	6,38 €
BKLG-2K0-004	2000 ml	132	185	4	50,88 €	12,72 €



## material de uso general



### Vaso de precipitados de PTFE

Sin graduación. Resiste hasta 280 °C

referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja
BKLT-050-001	50 ml	43	55	1	14,42 €
BKLT-100-001	100 ml	54	68	1	18,00 €
BKLT-250-001	250 ml	66	97	1	27,83 €

### Vaso de precipitados de polipropileno

Con graduación en relieve. Autoclavable hasta 121 °C. Conforme a ISO 7056



referencia de la caja	capacidad	graduación	Ø <sub>ext</sub> (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BKLP-025-012	25 ml	5 ml	35	50	12	6,60 €	0,55 €
BKLP-050-012	50 ml	5 ml	45	60	12	7,33 €	0,61 €
BKLP-100-012	100 ml	5 ml	55	70	12	8,07 €	0,67 €
BKLP-250-012	250 ml	10 ml	75	100	12	10,99 €	0,92 €
BKLP-500-012	500 ml	10 ml	95	120	12	17,60 €	1,47 €
BKLP-1K0-006	1000 ml	20 ml	115	150	6	13,56 €	2,26 €
BKLP-2K0-006	2000 ml	50 ml	145	185	6	26,98 €	4,50 €
BKLP-5K0-002	5000 ml	200 ml	180	260	2	23,19 €	11,60 €

### Vaso de precipitados de acero inoxidable

Con borde y pico. Sin graduación



referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja
BKLS-100-001	100 ml	50	60	1	51,08 €
BKLS-250-001	250 ml	65	85	1	58,92 €
BKLS-500-001	500 ml	80	110	1	62,72 €

### Matraz Erlenmeyer cuello estrecho

Con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12380, ISO 1773



referencia de la caja	capacidad	Ø <sub>base</sub> (mm)	h (mm)	Ø <sub>inf. boca</sub> (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
EFN3-025-012	25 ml	42	70	16	12	7,89 €	0,66 €
EFN3-050-012	50 ml	51	85	18	12	10,33 €	0,86 €
EFN3-100-012	100 ml	64	105	26	12	11,98 €	1,00 €
EFN3-250-012	250 ml	85	140	30	12	17,86 €	1,49 €
EFN3-500-008	500 ml	105	175	30	8	16,67 €	2,08 €
EFN3-1K0-006	1000 ml	131	220	38	6	22,77 €	3,80 €
EFN3-2K0-001	2000 ml	166	280	40	1	7,01 €	7,01 €
EFN3-3K0-001	3000 ml	187	310	44	1	16,39 €	16,39 €
EFN3-5K0-001	5000 ml	220	365	55	1	24,65 €	24,65 €

### Matraz Erlenmeyer cuello estrecho Premium Line

Con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a DIN 12380, ISO 1773

referencia de la caja	capacidad	Ø <sub>base</sub> (mm)	h (mm)	Ø <sub>int. boca</sub> (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
EFNG-025-010	25 ml	42	75	22	10	8,23 €	0,82 €
EFNG-050-010	50 ml	51	90	22	10	10,80 €	1,08 €
EFNG-100-010	100 ml	64	105	22	10	12,45 €	1,25 €
EFNG-250-010	250 ml	85	145	34	10	18,54 €	1,85 €
EFNG-500-010	500 ml	105	180	34	10	25,96 €	2,60 €
EFNG-1K0-010	1000 ml	131	220	34	10	47,13 €	4,71 €
EFNG-2K0-006	2000 ml	166	280	50	6	52,74 €	8,79 €
EFNG-3K0-002	3000 ml	187	310	52	2	40,97 €	20,49 €
EFNG-5K0-001	5000 ml	220	365	52	1	30,82 €	30,82 €



### Matraz Erlenmeyer cuello ancho

Con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12385

referencia de la caja	capacidad	Ø <sub>base</sub> (mm)	h (mm)	Ø <sub>int. boca</sub> (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
EFW3-100-012	100 ml	64	105	30	12	14,00 €	1,17 €
EFW3-250-010	250 ml	85	140	46	10	18,52 €	1,85 €
EFW3-500-008	500 ml	105	175	46	8	21,36 €	2,67 €
EFW3-1K0-006	1000 ml	131	220	46	6	27,84 €	4,64 €



### Matraz Erlenmeyer cuello ancho Premium Line

Con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a DIN 12385, EN ISO 24450


referencia de la caja	capacidad	Ø <sub>base</sub> (mm)	h (mm)	Ø <sub>int. boca</sub> (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
EFWG-100-010	100 ml	64	105	34	10	14,58 €	1,46 €
EFWG-250-010	250 ml	85	145	50	10	23,07 €	2,31 €
EFWG-500-010	500 ml	105	180	50	10	33,30 €	3,33 €
EFWG-1K0-010	1000 ml	131	220	50	10	58,01 €	5,80 €



### Matraz Erlenmeyer con tapón de rosca normalizado Premium Line

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Con tapón de rosca y junta de PTFE. Conforme a DIN 12380, ISO 1773

referencia de la caja	capacidad	Ø <sub>base</sub> (mm)	h (mm)	rosca	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
EFS3-101-010	100 ml	64	114	GL 25	10	51,57 €	5,16 €
EFS3-251-010	250 ml	85	143	GL 32	10	71,04 €	7,10 €
EFS3-501-010	500 ml	105	183	GL 32	10	88,09 €	8,81 €
EFS3-1K1-006	1000 ml	131	230	GL 32	6	90,40 €	15,07 €



### Matraz Erlenmeyer de polipropileno

Con tapón de rosca. Sin graduación. Autoclavable a 121 °C

referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
EFSP-100-012	100 ml	30	110	12	20,73 €	1,73 €
EFSP-250-012	250 ml	35	150	12	30,76 €	2,56 €
EFSP-500-012	500 ml	45	185	12	44,58 €	3,72 €



## material de uso general



### Aro estabilizador para matraces

Metal forrado de PVC. Evita que floten los matraces sumergidos en baños

referencia de la caja	Ø interior (mm)	peso (g)	tipo	unidades caja	precio por caja
WEIR-048-001	48	260	para matraces cuello estrecho 125 - 500 ml	1	3,39 €
WEIR-056-001	56	520	para matraces cuello estrecho 250 - 1000 ml	1	4,75 €
WEIR-061-001	61	830	para matraces cuello estrecho 500 - 2000 ml	1	6,10 €
WEIR-074-001	74	1000	para matraces cuello estrecho 1000 - 4000 ml	1	8,82 €

### Matraz Kjeldhal

Para determinación de nitrógeno. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	capacidad	Ø bulbo (mm)	h (mm)	Ø boca (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
NFL3-050-006	50 ml	51	200	22	6	17,39 €	2,90 €
NFL3-100-006	100 ml	60	200	22	6	20,87 €	3,48 €
NFL3-250-002	250 ml	81	270	34	2	9,93 €	4,97 €
NFL3-500-002	500 ml	101	300	34	2	15,19 €	7,60 €
NFL3-1K0-001	1000 ml	126	350	34	1	10,73 €	10,73 €

### Matraz esférico fondo redondo cuello estrecho

Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h total (mm)	Ø boca (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BFK3-050-012	50 ml	53	100	20	12	18,74 €	1,56 €
BFK3-100-012	100 ml	63	120	21	12	21,46 €	1,79 €
BFK3-250-012	250 ml	88	165	25	12	29,50 €	2,46 €
BFK3-500-008	500 ml	110	210	30	8	27,96 €	3,50 €
BFK3-1K0-006	1000 ml	140	260	35	6	34,51 €	5,75 €
BFK3-2K0-002	2000 ml	175	305	46	2	21,55 €	10,78 €

### Matraz esférico fondo plano cuello estrecho

Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h total (mm)	Ø boca (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BFG3-050-012	50 ml	53	100	20	12	16,86 €	1,41 €
BFG3-100-012	100 ml	63	120	21	12	19,30 €	1,61 €
BFG3-250-012	250 ml	88	165	25	12	26,55 €	2,21 €
BFG3-500-008	500 ml	110	210	30	8	25,16 €	3,15 €
BFG3-1K0-006	1000 ml	140	260	35	6	31,05 €	5,18 €
BFG3-2K0-002	2000 ml	175	305	46	2	19,40 €	9,70 €
BFG3-3K0-001	3000 ml	199	370	50	1	15,19 €	15,19 €



### Jarra medidora de polipropileno

Con graduación en relieve. Autoclavable hasta 121 °C

referencia de la caja	capacidad	graduación	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
MJUP-250-012	250 ml	10 ml	12	24,30 €	2,03 €
MJUP-500-012	500 ml	25 ml	12	27,34 €	2,28 €
MJUP-1K0-006	1000 ml	50 ml	6	15,19 €	2,53 €
MJUP-2K0-006	2000 ml	100 ml	6	24,69 €	4,12 €
MJUP-3K0-006	3000 ml	100 ml	6	45,56 €	7,59 €
MJUP-5K0-004	5000 ml	250 ml	4	45,30 €	11,33 €



**Mortero de porcelana con mano Premium Line**

Fabricado en porcelana de calidad superior. Interior no esmaltado pero finamente pulido. Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano. Podrá encontrar recambios de la 'Mano para mortero de porcelana' en nuestra web: [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	Ø <sup>sup. ext.</sup> (mm)	Ø <sup>sup. int.</sup> (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja
MORK-060-001	60 ml	80	60	44	1	3,99 €
MORK-100-001	100 ml	90	75	48	1	4,23 €
MORK-150-001	150 ml	105	85	70	1	5,32 €
MORK-275-001	275 ml	125	100	70	1	7,99 €
MORK-550-001	550 ml	155	125	88	1	12,65 €
MORK-900-001	900 ml	180	150	100	1	15,98 €
MORK-1K5-001	1500 ml	200	175	115	1	33,29 €
MORK-2K0-001	2000 ml	230	175	140	1	34,65 €
MORK-4K2-001	4200 ml	285	250	175	1	92,97 €

**Mortero de vidrio con mano Premium Line**

Fabricado en vidrio sodocálcico. Exterior e interior pulidos. Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano

referencia de la caja	capacidad	Ø <sup>superior</sup> (mm)	l <sub>mano</sub> (mm)	unidades caja	precio por caja
MORV-050-001	50 ml	60	80	1	6,47 €
MORV-100-001	100 ml	80	100	1	7,70 €
MORV-250-001	250 ml	100	120	1	8,68 €
MORV-500-001	500 ml	120	140	1	11,37 €
MORV-1K0-001	1000 ml	150	160	1	19,89 €

**Mortero de vidrio con mano**

Fabricado en vidrio neutro LBG N. Interior rugoso (no pulido). Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano

referencia de la caja	capacidad	Ø <sup>sup. ext.</sup> (mm)	Ø <sup>sup. int.</sup> (mm)	h <sub>total</sub> (mm)	unidades caja	precio por caja
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1	2,24 €
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1	3,00 €
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1	3,70 €
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1	5,99 €
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1	8,76 €
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1	12,82 €

**Mortero de ágata con mano Premium Line**

Mortero de forma exterior hexagonal fabricado en ágata de gran dureza y resistencia a la abrasión. La dureza en la escala de Mohs es de 6,5. Pulido por dentro y por fuera. Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano. Debido al proceso de fabricación de estos morteros, las dimensiones indicadas en catálogo son orientativas y pueden sufrir variaciones

referencia de la caja	Ø <sup>exterior</sup> (mm)	Ø <sup>interior</sup> (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja
MORG-050-001	50	40	30	1	78,65 €
MORG-078-001	78	65	39	1	135,72 €
MORG-100-001	100	87	44	1	229,86 €
MORG-115-001	115	100	51	1	271,46 €
MORG-125-001	125	111	61	1	421,20 €



## material de uso general

### Cristalizador con pico

Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3



referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
CDI3-080-006	80 ml	60	40	6	14,37 €	2,40 €
CDI3-200-006	200 ml	90	45	6	20,53 €	3,42 €
CDI3-300-006	300 ml	100	50	6	24,72 €	4,12 €
CDI3-600-006	600 ml	125	63	6	31,84 €	5,31 €
CDI3-1K0-002	1000 ml	150	75	2	16,71 €	8,36 €
CDI3-2K0-002	2000 ml	180	90	2	24,53 €	12,27 €

### Cristalizador de vidrio grueso

Fabricado en vidrio sodocálcico



referencia de la caja	capacidad	Ø <sub>int.</sub> (mm)	h <sub>total</sub> (mm)	h <sub>int.</sub> (mm)	unidades caja	precio por caja
CDIN-900-001	600 ml	120	80	54	1	5,15 €
CDIN-1K5-001	1200 ml	150	90	69	1	7,68 €
CDIN-2K5-001	2100 ml	180	100	90	1	11,42 €
CDIN-3K8-001	3300 ml	210	110	100	1	14,29 €

### Cristalizador de gran volumen de polipropileno

Sin pico. Autoclavable a 121 °C



referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja
CDIP-1K5-001	1500 ml	180	60	1	5,61 €
CDIP-3K0-001	3000 ml	200	100	1	7,76 €
CDIP-4K9-001	4900 ml	250	100	1	10,87 €

### Cristalizador con pico de porcelana Premium Line

Fabricada en porcelana de calidad superior. Esmaltado por dentro y por fuera excepto borde superior y parte externa de la base



referencia de la caja	capacidad	Ø <sup>superior</sup> (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
CDIK-100-006	100 ml	77	32	6	16,56 €	2,76 €

### Cápsula de evaporación fondo plano

Con pico. Fabricada en vidrio borosilicato LBG 3.3



referencia de la caja	capacidad	Ø <sup>superior</sup> (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
EDF3-045-006	45 ml	60	30	6	13,99 €	2,33 €
EDF3-100-006	100 ml	90	45	6	16,50 €	2,75 €
EDF3-300-002	300 ml	120	60	2	7,36 €	3,68 €
EDF3-600-002	600 ml	150	75	2	10,36 €	5,18 €

### Cápsula de acero inoxidable

Fondo plano y con pico



referencia de la caja	capacidad	Ø <sup>superior</sup> (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja
EDFS-070-001	70 ml	60	35	1	10,80 €
EDFS-150-001	160 ml	80	45	1	12,34 €
EDFS-300-001	250 ml	100	55	1	14,82 €
EDFS-500-001	400 ml	120	60	1	16,04 €

### Cápsula de evaporación de porcelana fondo redondo Premium Line

Fabricada en porcelana de calidad superior resistente a temperaturas hasta 1150 °C. Forma redonda con pico. Interior esmaltado

referencia de la caja	capacidad	∅ superior (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
EVRK-035-006	35 ml	60	22	6	12,26 €	2,04 €
EVRK-070-006	70 ml	75	30	6	12,50 €	2,08 €
EVRK-120-006	120 ml	94	42	6	17,48 €	2,91 €
EVRK-250-006	250 ml	115	47	6	24,76 €	4,13 €
EVRK-385-001	385 ml	145	52	1	8,02 €	8,02 €
EVRK-525-001	525 ml	162	52	1	11,49 €	11,49 €
EVRK-765-001	765 ml	185	60	1	16,18 €	16,18 €
EVRK-1K3-001	1285 ml	215	80	1	23,19 €	23,19 €



### Cápsula de evaporación de porcelana fondo plano Premium Line

Fabricada en porcelana de calidad superior resistente a temperaturas hasta 1150 °C. Forma poco profunda y con pico. Interior esmaltado

referencia de la caja	capacidad	∅ superior (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
EVFK-035-006	35 ml	65	16	6	8,37 €	1,40 €
EVFK-050-006	50 ml	75	20	6	9,51 €	1,59 €
EVFK-080-006	80 ml	85	22	6	10,24 €	1,71 €
EVFK-100-006	100 ml	100	23	6	14,24 €	2,37 €
EVFK-200-006	200 ml	120	34	6	16,62 €	2,77 €
EVFK-300-006	300 ml	150	29	6	37,24 €	6,21 €
EVFK-500-001	500 ml	175	31	1	9,51 €	9,51 €
EVFK-1K0-001	1000 ml	250	53	1	15,82 €	15,82 €



### Cazo de porcelana con mango Premium Line

Fabricado en porcelana de calidad superior resistente a temperaturas hasta 1150 °C. Esmaltado por dentro y por fuera excepto el borde y la parte superior del mango. Con pico

referencia de la caja	capacidad	∅ superior (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja
CAHK-065-001	65 ml	70	33	1	6,93 €
CAHK-200-001	200 ml	100	52	1	11,76 €
CAHK-500-001	500 ml	125	75	1	20,71 €
CAHK-1K2-001	1250 ml	175	98	1	35,14 €



### Capilares para determinación de punto de fusión

Fabricados en vidrio borosilicato LBG 3.3. Con un extremo sellado

referencia de la caja	∅ (mm)	l (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
MPC3-090-100	1,5 – 1,8	90	100	3,45 €	0,03 €




### Tubo Thiele para determinación de punto de fusión

Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	∅ tubo (mm)	∅ codo (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
MPT3-150-005	24	10	150	5	14,24 €	2,85 €



## material de uso general



### Tubo secador en "U"

Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	∅ <sub>tubo</sub> (mm)	h (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja
DRU3-150-001	15	150	sin oliva (A)	1	1,13 €
DRU3-151-001	15	150	con oliva lateral de ∅ 6 mm (B)	1	2,66 €

### Vidrio de reloj

Fabricado en vidrio neutro LBG N



referencia de la caja	∅ (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
WDIN-045-010	45	10	5,35 €	0,54 €
WDIN-060-010	60	10	5,90 €	0,59 €
WDIN-080-010	80	10	8,80 €	0,88 €
WDIN-100-010	100	10	11,14 €	1,11 €
WDIN-120-010	120	10	11,81 €	1,18 €
WDIN-150-010	150	10	17,49 €	1,75 €
WDIN-180-010	180	10	26,51 €	2,65 €

### Pesafiltro forma baja con tapa esmerilada

Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3



referencia de la caja	∅ (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
WBL3-030-006	30	20	6	11,14 €	1,86 €
WBL3-035-006	35	25	6	13,86 €	2,31 €
WBL3-040-006	40	30	6	15,28 €	2,55 €
WBL3-050-006	50	30	6	15,67 €	2,61 €
WBL3-060-006	60	30	6	21,30 €	3,55 €
WBL3-070-006	70	40	6	32,51 €	5,42 €

### Pesafiltros forma alta con tapa esmerilada

Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3



referencia de la caja	∅ (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
WBT3-024-006	25	25	6	11,66 €	1,94 €
WBT3-025-006	25	40	6	11,78 €	1,96 €
WBT3-030-006	30	50	6	12,82 €	2,14 €
WBT3-040-006	40	50	6	13,74 €	2,29 €
WBT3-045-006	45	70	6	14,88 €	2,48 €



### Desecador con tapa de bola, de plástico

Base de polipropileno y tapa de policarbonato transparente. Dispone de una junta de silicona entre tapa y base para asegurar la estanqueidad. Incluye placa de polipropileno. Consulte los recambios disponibles para estos desecadores en nuestra web: [www.labbox.com](http://www.labbox.com)



referencia de la caja	descripción	unidades caja	precio por caja
DE1P-200-001	desecador ∅ 200 mm	1	45,75 €
DE1P-250-001	desecador ∅ 250 mm	1	68,95 €
DE1P-300-001	desecador ∅ 300 mm	1	102,61 €





### Desecador para vacío, de plástico

Base de polipropileno y tapa de policarbonato transparente. Incluye un cesto interno para el agente desecante (sólo los modelos de diámetro 200 y 250 mm). Dispone de una junta entre tapa y base para asegurar la estanqueidad. Conector para tubos de diámetro interior 10 mm (modelos 200 y 250) y 8 mm (modelo 300). Incluye placa de polipropileno. Consulte los recambios disponibles para estos desecadores en nuestra web: [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

referencia de la caja	descripción	unidades caja	precio por caja
DE2P-200-001	desecador Ø 200 mm (A)	1	87,01 €
DE2P-250-001	desecador Ø 250 mm (A)	1	102,03 €
DE2P-300-001	desecador Ø 300 mm (B)	1	143,01 €



### Desecador de vidrio Basic Line

Fabricado en vidrio neutro LBG N. Incluye placa de porcelana. Disponible en dos modelos: desecador con tapa de bola y desecador para vacío, con tapa y llave de vidrio (la oliva de la llave es para tubos de 8 mm de diámetro interior)

referencia de la caja	capacidad	Ø cuerpo (mm)	Ø placa (mm)	h <sub>total</sub> (mm)	unidades caja	precio por caja
<b>Desecador con tapa de bola</b>						
DE01-200-001	4 L	210	180	300	1	37,80 €
DE01-250-001	6 L	240	210	350	1	56,96 €
DE01-300-001	10 L	300	275	400	1	84,76 €
<b>Desecador para vacío, con tapa y llave de vidrio</b>						
DE02-200-001	4 L	210	180	308	1	47,39 €
DE02-250-001	6 L	240	210	358	1	71,30 €
DE02-300-001	10 L	300	275	408	1	106,53 €
<b>Tapa de bola de recambio</b>						
DEL1-200-001	para DE01-200-001 (Øext: 269 mm y Øint: 218 mm)				1	13,54 €
DEL1-250-001	para DE01-250-001 (Øext: 306 mm y Øint: 247 mm)				1	18,71 €
DEL1-300-001	para DE01-300-001 (Øext: 366 mm y Øint: 303 mm)				1	26,02 €
<b>Tapa con llave de vidrio de recambio</b>						
DEL2-200-001	para DE02-200-001 (Øext: 269 mm y Øint: 218 mm)				1	15,10 €
DEL2-250-001	para DE02-250-001 (Øext: 306 mm y Øint: 247 mm)				1	26,25 €
DEL2-300-001	para DE02-300-001 (Øext: 366 mm y Øint: 303 mm)				1	43,44 €



### Desecador para vacío, con tapa y llave de vidrio Premium Line

Fabricado en vidrio soda. Incluye placa de porcelana. La oliva de la llave es para tubos de 8 mm de diámetro interior

referencia de la caja	capacidad	Ø cuerpo (mm)	Ø placa (mm)	h <sub>total</sub> (mm)	unidades caja	precio por caja
DE05-150-001	1,5 L	150	145	225	1	80,96 €
DE05-200-001	4 L	200	195	240	1	103,76 €
DE05-250-001	6 L	250	240	280	1	135,28 €
DE05-300-001	10 L	300	275	415	1	241,63 €
<b>Tapa con llave de vidrio de recambio</b>						
DEL5-150-001	para DE05-150-001				1	56,50 €
DEL5-200-001	para DE05-200-001				1	68,70 €
DEL5-250-001	para DE05-250-001				1	90,00 €
DEL5-300-001	para DE05-300-001				1	172,30 €
<b>Recambios</b>						
DE05-A01-001	llave de vidrio				1	27,93 €



## material de uso general

### Placa de porcelana Premium Line para desecador

Fabricada en porcelana de calidad superior resistente a temperaturas hasta 1150 °C. Alta resistencia química. Adecuada para cualquier desecador estándar. Esmaltado en una cara. Autoclavable



referencia de la caja	Ø (mm)	unidades caja	precio por caja
DEPK-140-001	140	1	9,03 €
DEPK-190-001	190	1	11,10 €
DEPK-210-001	210	1	13,04 €
DEPK-275-001	275	1	14,67 €

### Gel de sílice labkem para desecadores

Indicador de color naranja que vira a verde oscuro a medida que absorbe humedad. El indicador naranja evita el empleo de gel de sílice azul tradicional con cloruro de cobalto como indicador (el cloruro de cobalto está clasificado como "tóxico")



referencia de la caja	granulometría	envase	unidades caja	precio por caja
SGEO-002-1K0	2 - 5 mm	1 kg	1	14,79 €
SGEO-002-3K0	2 - 5 mm	3 kg	1	40,65 €

### Lamina de cierre Parafilm M

Lámina de cierre a base de poliolefinas y ceras de parafina. Temperatura de trabajo -45 °C a +50 °C (punto de fusión +60 °C). Resiste las soluciones salinas, ácidos y bases inorgánicas más comunes en el laboratorio y algunos disolventes orgánicos (metanol, etanol e isopropanol). No resiste, sin embargo, dietiléter, cloroformo, tetracloruro de carbono, benceno o tolueno



referencia de la caja	descripción	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PRFL-001-001	Parafilm, rollo de 38 m x 10 cm	1	28,00 €	28,00 €
En "pack ahorro"				
PRFL-001-012	Parafilm, rollo de 38 m x 10 cm	12	312,56 €	26,05 €

### Cinta adhesiva rotulable

Para marcaje de todo tipo de recipientes en el laboratorio. Resistente al agua y a muchos disolventes y ácidos. Puede emplearse en autoclave, congelador, nevera o estufa. Puede escribirse con lápiz, bolígrafo o rotulador. Al despegarla no deja residuos. Diámetro interno del rollo 76 mm



referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
TAPE-B55-001	rollo de 55 m x 19 mm, azul	1	19,00 €	19,00 €
TAPE-G55-001	rollo de 55 m x 19 mm, verde	1	19,00 €	19,00 €
TAPE-O55-001	rollo de 55 m x 19 mm, naranja	1	19,00 €	19,00 €
TAPE-R55-001	rollo de 55 m x 19 mm, rojo	1	19,00 €	19,00 €
TAPE-W55-001	rollo de 55 m x 19 mm, blanco	1	19,00 €	19,00 €
TAPE-Y55-001	rollo de 55 m x 19 mm, amarillo	1	19,00 €	19,00 €
En "pack ahorro"				
TAPE-B55-012	rollo de 55 m x 19 mm, azul	12	172,66 €	14,39 €
TAPE-G55-012	rollo de 55 m x 19 mm, verde	12	172,66 €	14,39 €
TAPE-O55-012	rollo de 55 m x 19 mm, naranja	12	172,66 €	14,39 €
TAPE-R55-012	rollo de 55 m x 19 mm, rojo	12	172,66 €	14,39 €
TAPE-W55-012	rollo de 55 m x 19 mm, blanco	12	172,66 €	14,39 €
TAPE-Y55-012	rollo de 55 m x 19 mm, amarillo	12	172,66 €	14,39 €

### Cinta indicadora de esterilización

Cintas autoadhesivas con una tinta especial que cambia de color cuando han sido expuestas a un ciclo de esterilización. La tinta de la cinta "para autoclave" cambia de blanco a marrón cuando ha sido expuesta a 120 °C durante 20 minutos, a 125 °C durante 10 minutos o a 135 °C durante 5 minutos



referencia de la caja	descripción	unidades caja	PVP € por caja	la unidad sale a €
STAP-A55-001	rollo de 55 m x 19 mm, para autoclave	1	3,85 €	3,85 €
En "pack ahorro"				
STAP-A55-010	rollo de 55 m x 19 mm, para autoclave	10	30,81 €	3,08 €