

Matraz aforado clase A con tapón de plástico

Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664 y calibrado "para contener" (TC, In). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	tapón	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
VFK3-005-002	5 ml	± 0,04	10/19	2	4,33 €	2,17 €
VFK3-010-002	10 ml	± 0,04	10/19	2	4,31 €	2,16 €
VFK3-020-002	20 ml	± 0,04	10/19	2	4,79 €	2,40 €
VFK3-025-002	25 ml	± 0,04	10/19	2	4,85 €	2,43 €
VFK3-050-002	50 ml	± 0,06	12/21	2	4,90 €	2,45 €
VFK3-100-002	100 ml	± 0,10	14/23	2	5,52 €	2,76 €
VFK3-200-002	200 ml	± 0,15	14/23	2	7,34 €	3,67 €
VFK3-250-002	250 ml	± 0,15	14/23	2	7,34 €	3,67 €
VFK3-500-002	500 ml	± 0,25	19/26	2	10,80 €	5,40 €
VFK3-1K0-002	1000 ml	± 0,40	24/29	2	15,94 €	7,97 €
VFK3-2K0-001	2000 ml	± 0,60	29/32	1	12,32 €	12,32 €



Matraz aforado clase A con tapón de plástico Premium Line

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664 y calibrado "para contener" (TC, In). Cada matraz lleva impreso en el vidrio su número de lote. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	tapón	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
VFL3-005-002	5 ml	± 0,040	10/19	2	6,68 €	3,34 €
VFL3-010-002	10 ml	± 0,040	10/19	2	8,08 €	4,04 €
VFL3-020-002	20 ml	± 0,040	10/19	2	8,24 €	4,12 €
VFL3-025-002	25 ml	± 0,040	10/19	2	8,42 €	4,21 €
VFL3-050-002	50 ml	± 0,060	12/21	2	8,51 €	4,26 €
VFL3-100-002	100 ml	± 0,100	14/23	2	8,90 €	4,45 €
VFL3-200-002	200 ml	± 0,150	14/23	2	12,89 €	6,45 €
VFL3-250-002	250 ml	± 0,150	14/23	2	12,89 €	6,45 €
VFL3-500-002	500 ml	± 0,250	19/26	2	17,18 €	8,59 €
VFL3-1K0-002	1000 ml	± 0,400	24/29	2	24,21 €	12,11 €
VFL3-2K0-001	2000 ml	± 0,600	29/32	1	24,40 €	24,40 €



Matraz aforado clase A conforme a USP Premium Line

Con tapón de plástico y fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664, farmacopea americana (USP) y "Eichordnung" (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con "Eichordnung" se documenta a través del símbolo oficial alemán "H" impreso en cada matraz según DIN 12600. La precisión de la Clase A fabricada según USP es superior a la fabricada según ISO 1042. Calibrado "para contener" (TC, In). Cada matraz lleva impreso en el vidrio su número de lote. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	tapón	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
VFH3-005-002	5 ml	± 0,020	10/19	2	9,53 €	4,77 €
VFH3-010-002	10 ml	± 0,020	10/19	2	10,81 €	5,41 €
VFH3-020-002	20 ml	± 0,030	10/19	2	11,58 €	5,79 €
VFH3-025-002	25 ml	± 0,030	10/19	2	11,58 €	5,79 €
VFH3-050-002	50 ml	± 0,050	12/21	2	13,86 €	6,93 €
VFH3-100-002	100 ml	± 0,080	14/23	2	15,40 €	7,70 €
VFH3-200-002	200 ml	± 0,100	14/23	2	20,68 €	10,34 €
VFH3-250-002	250 ml	± 0,120	14/23	2	21,61 €	10,81 €
VFH3-500-002	500 ml	± 0,200	19/26	2	27,65 €	13,83 €
VFH3-1K0-002	1000 ml	± 0,300	24/29	2	45,18 €	22,59 €
VFH3-2K0-001	2000 ml	± 0,500	29/32	1	36,50 €	36,50 €



material volumétrico



Matraz aforado clase A conforme a USP con certificado individual Premium Line

Con tapón de plástico y fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664 y farmacopea americana (USP). La precisión de la Clase A fabricada según USP es superior a la fabricada según ISO 1042. Calibrado "para contener" (TC, In). Cada matraz lleva impreso en el vidrio un número único y se entrega con un certificado de calibración individual que muestra el volumen real de esa pieza concreta

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	tapón	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
VFC3-005-001	5 ml	± 0,020	10/19	1	6,14 €	6,14 €
VFC3-010-001	10 ml	± 0,020	10/19	1	7,35 €	7,35 €
VFC3-020-001	20 ml	± 0,030	10/19	1	7,35 €	7,35 €
VFC3-025-001	25 ml	± 0,030	10/19	1	7,54 €	7,54 €
VFC3-050-001	50 ml	± 0,050	12/21	1	7,60 €	7,60 €
VFC3-100-001	100 ml	± 0,080	14/23	1	8,26 €	8,26 €
VFC3-200-001	200 ml	± 0,100	14/23	1	11,51 €	11,51 €
VFC3-250-001	250 ml	± 0,120	14/23	1	11,51 €	11,51 €
VFC3-500-001	500 ml	± 0,200	19/26	1	15,34 €	15,34 €
VFC3-1K0-001	1000 ml	± 0,300	24/29	1	21,61 €	21,61 €
VFC3-2K0-001	2000 ml	± 0,500	29/32	1	43,58 €	43,58 €

Matraz aforado ámbar clase A con tapón de plástico Premium Line

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 ámbar de calidad superior. Diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664 y calibrado "para contener" (TC, In). Cada matraz lleva impreso en el vidrio su número de lote. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	tapón	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
VFLA-005-002	5 ml	± 0,040	10/19	2	15,74 €	7,87 €
VFLA-010-002	10 ml	± 0,040	10/19	2	19,42 €	9,71 €
VFLA-020-002	20 ml	± 0,040	10/19	2	19,42 €	9,71 €
VFLA-025-002	25 ml	± 0,040	10/19	2	19,88 €	9,94 €
VFLA-050-002	50 ml	± 0,060	12/21	2	20,06 €	10,03 €
VFLA-100-002	100 ml	± 0,100	14/23	2	26,23 €	13,12 €
VFLA-200-002	200 ml	± 0,150	14/23	2	37,95 €	18,98 €
VFLA-250-002	250 ml	± 0,150	14/23	2	37,95 €	18,98 €
VFLA-500-002	500 ml	± 0,250	19/26	2	53,14 €	26,57 €
VFLA-1K0-002	1000 ml	± 0,400	24/29	2	74,89 €	37,45 €

Matraz aforado de plástico con tapón de rosca

De polipropileno. Autoclavable a 121 °C

referencia de la caja	capacidad	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
VFLP-025-006	25 ml	6	13,45 €	2,24 €
VFLP-050-006	50 ml	6	17,85 €	2,98 €
VFLP-100-006	100 ml	6	21,56 €	3,59 €
VFLP-250-003	250 ml	3	12,75 €	4,25 €
VFLP-500-003	500 ml	3	22,02 €	7,34 €
VFLP-1K0-002	1000 ml	2	18,55 €	9,28 €

Picnómetro para sólidos

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, calibrado a 20 °C

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	unidades caja	precio por caja
SPY3-025-001	25 ml	± 2,0	1	22,59 €
SPY3-050-001	50 ml	± 3,0	1	31,16 €
SPY3-100-001	100 ml	± 3,0	1	32,02 €

Picnómetro tipo Gay-Lussac para líquidos

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, conforme a ISO 3507 y calibrado a 20 °C

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PYC3-010-002	10 ml	± 1,0	2	15,77 €	7,89 €
PYC3-025-002	25 ml	± 2,0	2	17,26 €	8,63 €
PYC3-050-002	50 ml	± 3,0	2	20,33 €	10,17 €
PYC3-100-002	100 ml	± 3,0	2	28,31 €	14,16 €



Probeta graduada base hexagonal, clase B

Fabricada en vidrio borosilicato LBG 3.3 y diseñada según norma ISO 4788. Calibrada "para contener" (TC, ln). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)


referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	Ø (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja
MCH3-005-001	5 ml	± 0,1	0,1	13	112	1	2,42 €
MCH3-010-001	10 ml	± 0,2	0,2	14	137	1	2,43 €
MCH3-025-001	25 ml	± 0,5	0,5	21	167	1	3,24 €
MCH3-050-001	50 ml	± 1,0	0,5	25	196	1	3,70 €
MCH3-100-001	100 ml	± 1,0	1	29	256	1	4,29 €
MCH3-250-001	250 ml	± 2,0	2	43	305	1	7,74 €
MCH3-500-001	500 ml	± 5,0	5	53	360	1	11,59 €
MCH3-1K0-001	1000 ml	± 10	10	68	440	1	17,10 €
MCH3-2K0-001	2000 ml	± 20	20	85	500	1	25,25 €



Probeta graduada base hexagonal, clase A, Premium Line

Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a ISO 4788, farmacopea americana (USP) y "Eichordnung" (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con "Eichordnung" se documenta a través del símbolo oficial alemán "H" impreso en cada probeta según DIN 12600. Calibrada "para contener" (TC, ln). Cada probeta lleva impresa en el vidrio su número de lote. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	unidades caja	precio por caja
MCHA-010-001	10 ml	± 0,10	0,2	1	3,19 €
MCHA-025-001	25 ml	± 0,25	0,5	1	4,26 €
MCHA-050-001	50 ml	± 0,50	1	1	4,56 €
MCHA-100-001	100 ml	± 0,50	1	1	5,63 €
MCHA-250-001	250 ml	± 1,00	2	1	10,16 €
MCHA-500-001	500 ml	± 2,50	5	1	15,21 €
MCHA-1K0-001	1000 ml	± 5,00	10	1	22,44 €
MCHA-2K0-001	2000 ml	± 10,00	20	1	38,25 €



CERTIFICADOS DE LOTE

Todas las piezas de material volumétrico (probetas, matraces aforados, pipetas y buretas) fabricadas en una misma jornada de producción tienen el mismo número de lote. Durante el proceso de control de calidad en fábrica se verifica cada pieza individualmente, rechazándose aquellas que superan las tolerancias admitidas. El Certificado de Lote indica la media de los valores obtenidos para el total de piezas correctas que componen el lote, la desviación estándar y la fecha de control.

Este Certificado de Lote puede descargarse gratuitamente desde www.labbox.com

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Los productos con certificado individual tienen un número de serie único además del número de lote y se entregan con un certificado que muestra el volumen real de esa pieza concreta.

material volumétrico



Probeta graduada base hexagonal, clase B con tapón de plástico

Fabricada en vidrio borosilicato LBG 3.3 y diseñada según norma ISO 4788. Calibrada "para contener" (TC, In). Con boca esmerilada y tapón de plástico. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	Ø (mm)	h (mm)	tapón	unidades caja	precio por caja
MCHS-050-001	50 ml	± 1,0	1	25	196	14/23	1	5,69 €
MCHS-100-001	100 ml	± 1,0	1	29	256	24/29	1	7,53 €
MCHS-250-001	250 ml	± 2,0	2	43	305	29/32	1	12,68 €
MCHS-500-001	500 ml	± 5,0	5	53	360	45/40	1	18,97 €
MCHS-1K0-001	1000 ml	± 10	10	68	440	45/40	1	27,98 €



Probeta graduada base hexagonal de polipropileno, clase B

Con graduación en relieve. Autoclavable hasta 121 °C

referencia de la caja	capacidad	graduación (ml)	Ø (mm)	h (mm)	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
MCHP-010-012	10 ml	0,2	15	140	12	9,46 €	0,79 €
MCHP-025-012	25 ml	0,5	20	195	12	13,53 €	1,13 €
MCHP-050-012	50 ml	1	28	200	12	15,55 €	1,30 €
MCHP-100-012	100 ml	1	30	250	12	18,25 €	1,52 €
MCHP-250-006	250 ml	2	45	350	6	19,95 €	3,33 €
MCHP-500-004	500 ml	5	55	365	4	19,95 €	4,99 €
MCHP-1K0-003	1000 ml	10	70	440	3	25,62 €	8,54 €

Cono Imhoff para sedimentación

Disponible en borosilicato 3.3 o en plástico transparente (SAN). Con graduación

referencia de la caja	descripción	unidades caja	precio por caja
COI3-1K0-001	de vidrio borosilicato 3.3	1	86,85 €
CONP-1K0-001	de plástico transparente (SAN)	1	29,97 €

Accesorios

CONP-RAC-001	sopORTE de metacrilato para 2 conos Imhoff	1	63,85 €
CONR-002-001	sopORTE de acero inoxidable para 2 conos Imhoff	1	63,87 €
CONR-004-001	sopORTE de acero inoxidable para 4 conos Imhoff	1	76,64 €

SopORTE giratorio para pipetas

De polipropileno. Para pipetas de hasta 10 mm de diámetro

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
PSRP-094-001	para 94 pipetas	1	17,41 €

Pipeta serológica estéril de poliestireno

Fabricada en poliestireno cristal y con banda de color para identificación rápida del volumen. Estéril por radiación gamma, apirógena y envasada en bolsa unitaria papel/plástico (peel-pack). Filtro de algodón en el extremo para proteger los pipeteadores. Graduaciones calibradas para dispensar con una precisión $\pm 2\%$. Graduación normal (cero arriba). Caja dispensadora apilable con apertura frontal para ahorrar espacio en la mesa de trabajo. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	graduación (ml)	código color	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
MPIP-U01-500	1 ml	0,01	amarillo	500	57,96 €	0,116 €
MPIP-U02-500	2 ml	0,01	verde	500	64,58 €	0,129 €
MPIP-U05-200	5 ml	0,1	azul	200	39,15 €	0,196 €
MPIP-U10-200	10 ml	0,1	rojo	200	44,03 €	0,220 €
MPIP-U25-150	25 ml	0,2	púrpura	150	66,54 €	0,444 €
MPIP-U50-100	50 ml	1	negro	100	80,18 €	0,802 €



Pipeta un aforo, clase A

Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada "por vertido" (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	código color	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
VPIA-001-006	1 ml	± 0,007	azul	6	9,39 €	1,57 €
VPIA-002-006	2 ml	± 0,01	naranja	6	9,39 €	1,57 €
VPIA-005-006	5 ml	± 0,015	blanco	6	9,39 €	1,57 €
VPIA-010-006	10 ml	± 0,02	rojo	6	10,74 €	1,79 €
VPIA-015-006	15 ml	± 0,025	verde	6	12,83 €	2,14 €
VPIA-020-006	20 ml	± 0,03	amarillo	6	13,26 €	2,21 €
VPIA-025-006	25 ml	± 0,03	azul	6	14,21 €	2,37 €
VPIA-050-001	50 ml	± 0,05	rojo	1	3,23 €	3,23 €
VPIA-100-001	100 ml	± 0,08	amarillo	1	4,09 €	4,09 €

Pipeta un aforo, clase A conforme a USP Premium Line

Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648, farmacopea americana (USP) y "Eichordnung" (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con "Eichordnung" se documenta a través del símbolo oficial alemán "H" impreso en cada pipeta según DIN 12600. La precisión de la Clase A fabricada según USP es superior a la fabricada según ISO 648. Calibrada "por vertido" (TD, Ex) + 20 °C. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	código color	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	azul	5	12,55 €	2,51 €
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	naranja	5	12,55 €	2,51 €
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	blanco	5	12,55 €	2,51 €
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	rojo	5	12,78 €	2,56 €
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	amarillo	5	16,14 €	3,23 €
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	azul	5	16,14 €	3,23 €
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	rojo	5	24,45 €	4,89 €
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	amarillo	5	44,35 €	8,87 €

Pipeta dos aforos, clase A

Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada "por vertido" (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	código color	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
VPI2-001-006	1 ml	± 0,007	azul	6	12,96 €	2,16 €
VPI2-002-006	2 ml	± 0,01	naranja	6	12,96 €	2,16 €
VPI2-005-006	5 ml	± 0,015	blanco	6	12,96 €	2,16 €
VPI2-010-006	10 ml	± 0,02	rojo	6	14,83 €	2,47 €
VPI2-015-006	15 ml	± 0,025	verde	6	17,55 €	2,93 €
VPI2-020-006	20 ml	± 0,03	amarillo	6	18,31 €	3,05 €
VPI2-025-006	25 ml	± 0,03	azul	6	19,62 €	3,27 €
VPI2-050-001	50 ml	± 0,05	rojo	1	4,46 €	4,46 €
VPI2-100-001	100 ml	± 0,08	amarillo	1	5,64 €	5,64 €

Tubo para esterilizar pipetas

De acero inoxidable

referencia de la caja	∅ (mm)	h (cm)	unidades caja	precio por caja
STPS-R50-001	50	50	1	71,35 €



H
USP

material volumétrico



Pipeta graduada de vidrio, clase A

Pipeta graduada terminal con banda de color (norma ISO 1769), diseñada según ISO 835. Calibrada "por vertido" (TD, Ex). Graduación normal (cero arriba). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	código color	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
MPIA-0A1-005	0,1 ml	± 0,002	0,001	2 verde	5	7,08 €	1,42 €
MPIA-0A2-005	0,2 ml	± 0,003	0,002	2 blanco	5	7,08 €	1,42 €
MPIA-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	0,005	verde	5	7,08 €	1,42 €
MPIA-001-005	1 ml	± 0,008	0,01	amarillo	5	7,08 €	1,42 €
MPIA-002-005	2 ml	± 0,012	0,02	negro	5	5,71 €	1,14 €
MPIA-005-005	5 ml	± 0,025	0,05	rojo	5	6,04 €	1,21 €
MPIA-010-005	10 ml	± 0,05	0,1	naranja	5	6,87 €	1,37 €
MPIA-020-005	20 ml	± 0,1	0,1	2 amarillo	5	10,19 €	2,04 €
MPIA-025-005	25 ml	± 0,1	0,1	blanco	5	10,19 €	2,04 €

Pipeta graduada de vidrio clase A Premium Line

Pipeta graduada terminal con banda de color (norma ISO 1769), diseñada según ISO 835. Con bola de seguridad y nº de lote impreso en el vidrio. Disponibles con graduación normal (cero arriba) o con graduación inversa (cero en la punta). Calibrada "por vertido" (TD, Ex).

Graduación ámbar indeleble. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	código color	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
Graduación normal (cero arriba)							
MPI2-001-005	1 ml	± 0,006	0,01	amarillo	5	9,38 €	1,88 €
MPI2-002-005	2 ml	± 0,010	0,01	negro	5	9,38 €	1,88 €
MPI2-005-005	5 ml	± 0,030	0,05	rojo	5	10,19 €	2,04 €
MPI2-010-005	10 ml	± 0,050	0,10	naranja	5	10,42 €	2,08 €
MPI2-020-004	20 ml	± 0,100	0,10	2 amarillo	4	12,78 €	3,20 €
MPI2-025-004	25 ml	± 0,100	0,10	blanco	4	14,16 €	3,54 €
Graduación inversa (cero en la punta)							
MPI2-P01-005	1 ml	± 0,006	0,01	amarillo	5	9,38 €	1,88 €
MPI2-P02-005	2 ml	± 0,010	0,01	negro	5	9,38 €	1,88 €
MPI2-P05-005	5 ml	± 0,030	0,05	rojo	5	10,19 €	2,04 €
MPI2-P10-005	10 ml	± 0,050	0,10	naranja	5	10,42 €	2,08 €
MPI2-P20-004	20 ml	± 0,100	0,10	2 amarillo	4	12,78 €	3,20 €
MPI2-P25-004	25 ml	± 0,100	0,10	blanco	4	14,16 €	3,54 €

Bureta automática de sobremesa clase A Premium Line

Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Con dos llaves de PTFE y frasco de llenado transparente del volumen indicado. Incluye pera Richardson. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	frasco de llenado	esmerilado	unidades caja	precio por caja
ABU3-010-001	10 ml	± 0,03	0,05	500 ml	24/29	1	136,35 €
ABU3-025-001	25 ml	± 0,05	0,10	2000 ml	29/32	1	138,63 €
ABU3-050-001	50 ml	± 0,05	0,10	2000 ml	29/32	1	144,31 €

Pera Richardson para buretas automáticas

De goma de color rojo y con depósito recubierto de malla

referencia de la caja	capacidad	tipo	unidades caja	precio por caja
RBER-001-001	500 ml	pequeño	1	7,24 €
RBER-002-001	1000 ml	grande	1	8,43 €

Soporte para buretas

Disponible en polipropileno y en aluminio pintado

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
BCFP-001-001	de polipropileno para 1 bureta	1	2,48 €
BCFP-002-001	de polipropileno para 2 buretas	1	4,80 €
BCFS-002-001	de aluminio pintado para 2 buretas	1	8,95 €

Bureta con llave recta de vidrio, clase A

Diseñada según la norma ISO 385 y calibrada "por vertido" (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	unidades caja	precio por caja
BURN-010-001	10 ml	± 0,025	0,05	1	7,97 €
BURN-025-001	25 ml	± 0,04	0,1	1	10,92 €
BURN-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	1	12,98 €

Bureta con llave recta de PTFE, clase A

Diseñada según la norma ISO 385 y calibrada "por vertido" (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	unidades caja	precio por caja
BURT-010-001	10 ml	± 0,025	0,05	1	11,15 €
BURT-025-001	25 ml	± 0,04	0,1	1	13,64 €
BURT-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	1	15,58 €
BURT-100-001	100 ml	± 0,1	0,2	1	19,92 €

Bureta con llave recta de PTFE y extremo en forma de embudo, clase A

Diseñada según la norma ISO 385 y calibrada "por vertido" (TD, Ex). Con el extremo superior en forma de embudo para hacer el llenado de la bureta más fácil y seguro. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	unidades caja	precio por caja
BURT-F10-001	10 ml	± 0,025	0,05	1	14,92 €
BURT-F25-001	25 ml	± 0,04	0,1	1	16,52 €
BURT-F50-001	50 ml	± 0,05	0,1	1	18,65 €

Bureta con llave de aguja de PTFE, clase A, Premium Line

Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior y calibrada "por vertido" (TD, Ex). Cada bureta lleva impresa en el vidrio su número de lote. Conforme a ISO 385 y farmacopea americana (USP). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	unidades caja	precio por caja
BURS-010-001	10 ml	± 0,03	0,05	1	14,71 €
BURS-025-001	25 ml	± 0,05	0,10	1	18,00 €
BURS-050-001	50 ml	± 0,05	0,10	1	20,53 €

Bureta con llave de aguja de PTFE y franja Schellbach, clase A, Premium Line

Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior y calibrada "por vertido" (TD, Ex). Cada bureta lleva impresa en el vidrio su número de lote. Conforme a ISO 385, farmacopea americana (USP) y "Eichordnung" (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con "Eichordnung" se documenta a través del símbolo oficial alemán "H" impreso en cada bureta según DIN 12600. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia de la caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	unidades caja	precio por caja
BUBS-010-001	10 ml	± 0,03	0,05	1	17,50 €
BUBS-025-001	25 ml	± 0,05	0,10	1	21,41 €
BUBS-050-001	50 ml	± 0,05	0,10	1	24,44 €

