

Esferas (perlas) de vidrio

Para controlar la ebullición y otros usos en el laboratorio

referencia de la caja	∅ (mm)	tolerancia (mm)	envase	unidades caja	precio por caja
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	1 kg	1	14,02 €
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	1 kg	1	14,36 €
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	1 kg	1	14,72 €
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1 kg	1	15,42 €



Matraz esférico esmerilado fondo redondo

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	capacidad	∅ (mm)	h _{total} (mm)	boca	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BFL3-005-001	5 ml	27	60	14/23	1	2,71 €	2,71 €
BFL3-010-001	10 ml	33	68	14/23	1	2,71 €	2,71 €
BFL3-025-001	25 ml	41	75	14/23	1	2,83 €	2,83 €
BFL3-050-001	50 ml	53	88	14/23	1	3,10 €	3,10 €
BFL3-052-001	50 ml	53	94	19/26	1	3,54 €	3,54 €
BFL3-051-001	50 ml	53	105	29/32	1	4,42 €	4,42 €
BFL3-100-001	100 ml	65	100	14/23	1	3,24 €	3,24 €
BFL3-102-001	100 ml	65	106	19/26	1	4,56 €	4,56 €
BFL3-103-001	100 ml	65	109	24/29	1	4,56 €	4,56 €
BFL3-101-001	100 ml	65	117	29/32	1	4,56 €	4,56 €
BFL3-251-001	250 ml	88	134	19/26	1	5,08 €	5,08 €
BFL3-252-001	250 ml	88	139	24/29	1	5,08 €	5,08 €
BFL3-250-001	250 ml	88	145	29/32	1	5,08 €	5,08 €
BFL3-502-001	500 ml	110	158	19/26	1	6,10 €	6,10 €
BFL3-500-001	500 ml	110	167	29/32	1	6,10 €	6,10 €
BFL3-1K0-001	1000 ml	140	199	29/32	1	7,88 €	7,88 €
BFL3-2K0-001	2000 ml	175	234	29/32	1	12,17 €	12,17 €
En "pack ahorro"							
BFL3-005-012	5 ml	27	60	14/23	12	28,43 €	2,37 €
BFL3-010-012	10 ml	33	68	14/23	12	28,43 €	2,37 €
BFL3-025-012	25 ml	41	75	14/23	12	29,42 €	2,45 €
BFL3-050-012	50 ml	53	88	14/23	12	32,35 €	2,70 €
BFL3-052-012	50 ml	53	94	19/26	12	36,94 €	3,08 €
BFL3-051-012	50 ml	53	105	29/32	12	46,08 €	3,84 €
BFL3-100-012	100 ml	65	100	14/23	12	33,82 €	2,82 €
BFL3-102-012	100 ml	65	106	19/26	12	47,56 €	3,96 €
BFL3-103-012	100 ml	65	109	24/29	12	47,56 €	3,96 €
BFL3-101-012	100 ml	65	117	29/32	12	47,56 €	3,96 €
BFL3-251-010	250 ml	88	134	19/26	10	44,12 €	4,41 €
BFL3-252-010	250 ml	88	139	24/29	10	44,12 €	4,41 €
BFL3-250-010	250 ml	88	145	29/32	10	44,12 €	4,41 €
BFL3-502-006	500 ml	110	158	19/26	6	31,87 €	5,31 €
BFL3-500-006	500 ml	110	167	29/32	6	31,87 €	5,31 €
BFL3-1K0-006	1000 ml	140	199	29/32	6	41,18 €	6,86 €
BFL3-2K0-002	2000 ml	175	234	29/32	2	21,16 €	10,58 €



Matraz esférico esmerilado fondo plano

De vidrio borosilicato LBG 3.3



referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h _{total} (mm)	boca	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
BFF3-025-001	25 ml	41	75	14/23	1	3,07 €	3,07 €
BFF3-050-001	50 ml	53	88	14/23	1	3,39 €	3,39 €
BFF3-052-001	50 ml	53	94	19/26	1	3,39 €	3,39 €
BFF3-100-001	100 ml	65	100	14/23	1	3,54 €	3,54 €
BFF3-102-001	100 ml	65	106	19/26	1	4,59 €	4,59 €
BFF3-103-001	100 ml	65	109	24/29	1	4,59 €	4,59 €
BFF3-101-001	100 ml	65	117	29/32	1	4,59 €	4,59 €
BFF3-252-001	250 ml	88	134	19/26	1	5,31 €	5,31 €
BFF3-253-001	250 ml	88	139	24/29	1	5,31 €	5,31 €
BFF3-250-001	250 ml	88	145	29/32	1	5,31 €	5,31 €
BFF3-500-001	500 ml	110	167	29/32	1	6,30 €	6,30 €
BFF3-1K0-001	1000 ml	140	199	29/32	1	9,30 €	9,30 €
BFF3-2K0-001	2000 ml	175	234	29/32	1	19,23 €	19,23 €
En "pack ahorro"							
BFF3-025-012	25 ml	41	75	14/23	12	32,09 €	2,67 €
BFF3-050-012	50 ml	53	88	14/23	12	35,30 €	2,94 €
BFF3-052-012	50 ml	53	94	19/26	12	35,30 €	2,94 €
BFF3-100-012	100 ml	65	100	14/23	12	36,96 €	3,08 €
BFF3-102-012	100 ml	65	106	19/26	12	47,88 €	3,99 €
BFF3-103-012	100 ml	65	109	24/29	12	47,88 €	3,99 €
BFF3-101-012	100 ml	65	117	29/32	12	47,88 €	3,99 €
BFF3-252-010	250 ml	88	134	19/26	10	46,18 €	4,62 €
BFF3-253-010	250 ml	88	139	24/29	10	46,18 €	4,62 €
BFF3-250-010	250 ml	88	145	29/32	10	46,18 €	4,62 €
BFF3-500-008	500 ml	110	167	29/32	8	43,77 €	5,47 €
BFF3-1K0-006	1000 ml	140	199	29/32	6	48,47 €	8,08 €
BFF3-2K0-002	2000 ml	175	234	29/32	2	33,44 €	16,72 €

SopORTE de corcho para balones

Para matraces de fondo redondo



referencia de la caja	Ø (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja
CORK-080-001	80	para balones hasta 100 ml	1	4,61 €
CORK-100-001	100	para balones hasta 250 ml	1	5,15 €
CORK-120-001	120	para balones hasta 500 ml	1	5,96 €
CORK-140-001	140	para balones hasta 1000 ml	1	7,31 €

SopORTE de polipropileno para balones

Para matraces de fondo redondo. Elevada resistencia química. Soporta hasta 121 °C



referencia de la caja	Ø (mm)	tipo	unidades caja	precio por caja
FLSP-001-001	160	para balones hasta 10 litros	1	4,59 €

Matraz Kjeldahl esmerilado

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	capacidad	Ø _{bulbo} (mm)	h (mm)	boca	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
NFK3-500-002	500 ml	107	310	29/32	2	24,21 €	12,11 €
NFK3-1K0-001	1000 ml	130	370	29/32	1	15,39 €	15,39 €

Matraz esférico esmerilado con dos bocas

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h _{total} (mm)	boca central	boca lateral	unidades caja	precio por caja
BF23-250-001	250 ml	88	145	29/32	14/23	1	8,85 €
BF23-252-001	250 ml	88	145	29/32	19/26	1	8,85 €
BF23-254-001	250 ml	88	145	19/26	19/26	1	8,85 €
BF23-253-001	250 ml	88	145	24/29	19/26	1	8,85 €
BF23-500-001	500 ml	110	167	29/32	14/23	1	10,34 €
BF23-502-001	500 ml	110	167	29/32	19/26	1	10,34 €
BF23-1K0-001	1000 ml	140	200	29/32	14/23	1	12,81 €
BF23-1K2-001	1000 ml	140	200	29/32	19/26	1	12,81 €



Matraz esférico esmerilado con 3 bocas paralelas

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h _{total} (mm)	boca central	bocas laterales	unidades caja	precio por caja
BFS3-250-001	250 ml	88	145	29/32	14/23	1	12,41 €
BFS3-252-001	250 ml	88	145	29/32	19/26	1	12,41 €
BFS3-500-001	500 ml	110	167	29/32	14/23	1	13,78 €
BFS3-502-001	500 ml	110	167	29/32	19/26	1	13,78 €
BFS3-1K2-001	1000 ml	140	200	29/32	19/26	1	19,27 €
BFS3-1K0-001	1000 ml	140	200	29/32	29/32	1	19,27 €



Matraz esférico esmerilado con 3 bocas inclinadas

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h _{total} (mm)	boca central	bocas laterales	unidades caja	precio por caja
BFO3-250-001	250 ml	88	145	29/32	14/23	1	12,41 €
BFO3-252-001	250 ml	88	145	29/32	19/26	1	12,41 €
BFO3-254-001	250 ml	88	145	19/26	19/26	1	12,41 €
BFO3-253-001	250 ml	88	145	24/29	19/26	1	12,41 €
BFO3-500-001	500 ml	110	167	29/32	14/23	1	13,78 €
BFO3-502-001	500 ml	110	167	29/32	19/26	1	13,78 €
BFO3-1K0-001	1000 ml	140	200	29/32	14/23	1	16,65 €
BFO3-1K2-001	1000 ml	140	200	29/32	19/26	1	19,82 €
BFO3-1K1-001	1000 ml	140	200	29/32	29/32	1	19,82 €



Matraz para evaporación esmerilado Premium Line

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Para uso en evaporador rotativo

referencia de la caja	capacidad	h (mm)	boca	unidades caja	precio por caja
FLEG-051-001	50 ml	94	29/32	1	5,00 €
FLEG-101-001	100 ml	110	29/32	1	6,80 €
FLEG-250-001	250 ml	140	29/32	1	8,85 €
FLEG-500-001	500 ml	170	29/32	1	11,68 €
FLEG-1K0-001	1000 ml	210	29/32	1	23,45 €
FLEG-2K0-001	2000 ml	250	29/32	1	34,22 €



vidrio esmerilado y accesorios



Matraz forma corazón esmerilado

Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	boca	unidades caja	precio por caja
FLP3-010-001	10 ml	30	79	14/23	1	4,35 €
FLP3-025-001	25 ml	40	93	14/23	1	4,35 €
FLP3-050-001	50 ml	50	108	14/23	1	3,99 €
FLP3-100-001	100 ml	60	118	14/23	1	4,05 €

Matraz Erlenmeyer esmerilado

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	boca	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
CFL3-005-001	5 ml	25	50	14/23	1	2,65 €	2,65 €
CFL3-010-001	10 ml	32	60	14/23	1	2,65 €	2,65 €
CFL3-025-001	25 ml	42	70	14/23	1	2,71 €	2,71 €
CFL3-050-001	50 ml	51	85	14/23	1	2,89 €	2,89 €
CFL3-052-001	50 ml	51	85	19/26	1	2,89 €	2,89 €
CFL3-100-001	100 ml	64	105	14/23	1	3,14 €	3,14 €
CFL3-102-001	100 ml	64	105	19/26	1	4,71 €	4,71 €
CFL3-103-001	100 ml	64	105	24/29	1	4,70 €	4,70 €
CFL3-101-001	100 ml	64	105	29/32	1	4,71 €	4,71 €
CFL3-252-001	250 ml	85	135	19/26	1	4,93 €	4,93 €
CFL3-251-001	250 ml	85	135	24/29	1	4,93 €	4,93 €
CFL3-250-001	250 ml	85	128	29/32	1	4,93 €	4,93 €
CFL3-503-001	500 ml	105	170	24/29	1	5,83 €	5,83 €
CFL3-500-001	500 ml	105	165	29/32	1	5,83 €	5,83 €
CFL3-1K3-001	1000 ml	131	210	24/29	1	8,23 €	8,23 €
CFL3-1K0-001	1000 ml	131	210	29/32	1	8,23 €	8,23 €
CFL3-2K0-001	2000 ml	166	275	29/32	1	16,43 €	16,43 €

En "pack ahorro"

CFL3-005-012	5 ml	25	50	14/23	12	27,71 €	2,31 €
CFL3-010-012	10 ml	32	60	14/23	12	27,71 €	2,31 €
CFL3-025-012	25 ml	42	70	14/23	12	28,43 €	2,37 €
CFL3-050-012	50 ml	51	85	14/23	12	30,15 €	2,51 €
CFL3-052-012	50 ml	51	85	19/26	12	30,15 €	2,51 €
CFL3-100-012	100 ml	64	105	14/23	12	32,84 €	2,74 €
CFL3-102-012	100 ml	64	105	19/26	12	49,08 €	4,09 €
CFL3-103-012	100 ml	64	105	24/29	12	49,08 €	4,09 €
CFL3-101-012	100 ml	64	105	29/32	12	49,08 €	4,09 €
CFL3-252-010	250 ml	85	135	19/26	10	42,89 €	4,29 €
CFL3-251-010	250 ml	85	135	24/29	10	42,89 €	4,29 €
CFL3-250-010	250 ml	85	128	29/32	10	42,89 €	4,29 €
CFL3-503-008	500 ml	105	170	24/29	8	40,53 €	5,07 €
CFL3-500-008	500 ml	105	165	29/32	8	40,53 €	5,07 €
CFL3-1K3-006	1000 ml	131	210	24/29	6	42,89 €	7,15 €
CFL3-1K0-006	1000 ml	131	210	29/32	6	42,89 €	7,15 €
CFL3-2K0-002	2000 ml	166	275	29/32	2	28,60 €	14,30 €

Frasco lavador de gases tipo Drechsel

De vidrio borosilicato 3.3. El equipo completo incluye un cuerpo y un cabezal. Conforme a DIN 12596

referencia de la caja	descripción	unidades caja	precio por caja
GWS3-250-001	equipo completo 250 ml, 29/32	1	23,29 €
GWB3-250-001	cuerpo 250 ml, 29/32	1	16,40 €
GWH3-250-001	cabezal para cuerpo de 250 ml, 29/32, Ø _{tubo} 8 mm	1	7,95 €
GWS3-500-001	equipo completo 500 ml, 29/32	1	30,89 €
GWB3-500-001	cuerpo 500 ml, 29/32	1	21,75 €
GWH3-500-001	cabezal para cuerpo de 500 ml, 29/32, Ø _{tubo} 8 mm	1	10,55 €

**Refrigerante recto (Liebig-West)**De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Ø_{int.} 8 mm

referencia de la caja	l _{útil} (mm)	l _{total} (mm)	boca	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
CSS3-080-002	80	175	14/23	2	9,46 €	4,73 €
CSS3-150-002	150	254	14/23	2	13,10 €	6,55 €
CSS3-200-002	200	305	14/23	2	13,29 €	6,65 €
CSS3-201-002	200	360	29/32	2	17,78 €	8,89 €
CSS3-202-002	200	360	19/26	2	17,78 €	8,89 €
CSS3-203-002	200	360	24/29	2	17,78 €	8,89 €
CSS3-300-002	300	460	29/32	2	20,59 €	10,30 €
CSS3-400-002	400	560	29/32	2	20,59 €	10,30 €
CSS3-500-001	500	660	29/32	1	11,70 €	11,70 €
CSS3-600-001	600	760	29/32	1	12,96 €	12,96 €

**Refrigerante de bolas (Allihn)**De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Ø_{int.} 8 mm

referencia de la caja	l _{útil} (mm)	l _{total} (mm)	núm. de bolas	boca	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
ALC3-150-002	150	235	4	14/23	2	14,13 €	7,07 €
ALC3-200-002	200	295	4	14/23	2	14,48 €	7,24 €
ALC3-201-002	200	360	4	29/32	2	18,72 €	9,36 €
ALC3-300-002	300	405	6	14/23	2	17,10 €	8,55 €
ALC3-301-002	300	460	6	29/32	2	21,24 €	10,62 €
ALC3-400-002	400	560	6	29/32	2	23,32 €	11,66 €
ALC3-500-001	500	660	10	29/32	1	13,27 €	13,27 €
ALC3-600-001	600	760	12	29/32	1	14,96 €	14,96 €

**Refrigerante serpentin**De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Ø_{int.} 8 mm

referencia de la caja	l _{útil} (mm)	l _{total} (mm)	boca	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
CIC3-150-002	150	235	14/23	2	16,02 €	8,01 €
CIC3-200-002	200	295	14/23	2	16,95 €	8,48 €
CIC3-300-002	300	460	29/32	2	23,31 €	11,66 €
CIC3-400-002	400	560	29/32	2	26,21 €	13,11 €
CIC3-500-001	500	660	29/32	1	15,48 €	15,48 €
CIC3-600-001	600	760	29/32	1	18,02 €	18,02 €

vidrio esmerilado y accesorios

Refrigerante Dimroth

De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de $\varnothing_{int.}$ 8 mm

referencia de la caja	l_{util} (mm)	l_{total} (mm)	boca	unidades caja	precio por caja
DRO3-150-001	150	235	14/23	1	14,40 €
DRO3-200-001	200	295	14/23	1	16,16 €
DRO3-201-001	200	360	29/32	1	20,37 €
DRO3-300-001	300	460	29/32	1	22,66 €
DRO3-400-001	400	560	29/32	1	24,48 €
DRO3-500-001	500	660	29/32	1	32,91 €

Refrigerante Dimroth con conector de PTFE

De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector de PTFE tiene rosca GL 14 y es para tubo de $\varnothing_{int.}$ 8 mm

referencia de la caja	l_{util} (mm)	l_{total} (mm)	boca	unidades caja	precio por caja
DROT-200-001	200	295	14/23	1	16,16 €
DROT-300-001	300	460	29/32	1	22,66 €
DROT-400-001	400	560	29/32	1	24,48 €
Accesorios y recambios					
DROT-A01-001		conector de PTFE		1	3,04 €

Columna Vigreux

De vidrio borosilicato LBG 3.3. Sin camisa

referencia de la caja	h (mm)	boca	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
VIG3-360-002	360	29/32	2	47,90 €	23,95 €

Adaptador con dos bocas paralelas

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	boca central	boca lateral	unidades caja	precio por caja
CON3-001-001	14/23	14/23	1	7,25 €
CON3-002-001	29/32	29/32	1	11,08 €

Cabezal para destilación

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	esmerilado (a)	esmerilado (b)	esmerilado (c)	unidades caja	precio por caja
DIH3-001-001	14/23	14/23	14/23	1	6,86 €
DIH3-002-001	14/23	29/32	29/32	1	9,50 €
DIH3-003-001	29/32	29/32	29/32	1	10,77 €

Bola Kjeldahl esmerilada

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	esmerilado	unidades caja	precio por caja
SPB3-001-001	29/32	1	8,13 €

Colector acodado 105°

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	l (mm)	boca	unidades caja	precio por caja
ADA3-001-001	120	14/23	1	2,33 €
ADA3-002-001	150	29/32	1	3,45 €



Adaptador curvo 105° con oliva lateral

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	esmerilado	unidades caja	precio por caja
REC3-001-001	14/23	1	5,18 €
REC3-002-001	29/32	1	7,68 €



Adaptadores de expansión y reducción

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	esmerilado sup. (hembra)	esmerilado inf. (macho)	unidades caja	precio por caja
EXA3-002-001	14/23	19/26	1	6,42 €
EXA3-003-001	14/23	24/29	1	6,42 €
EXA3-001-001	14/23	29/32	1	6,42 €
EXA3-004-001	19/26	24/29	1	6,42 €
EXA3-005-001	19/26	29/32	1	6,42 €
EXA3-006-001	24/29	29/32	1	6,42 €
REA3-002-001	19/26	14/23	1	6,42 €
REA3-003-001	24/29	14/23	1	6,42 €
REA3-004-001	24/29	19/26	1	6,42 €
REA3-001-001	29/32	14/23	1	6,42 €
REA3-005-001	29/32	19/26	1	6,42 €
REA3-006-001	29/32	24/29	1	6,42 €



Colector acodado 105° con tubo interior y oliva lateral

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	esmerilado	unidades caja	precio por caja
RET3-001-001	14/23	1	6,04 €
RET3-004-001	19/26	1	6,04 €
RET3-003-001	24/29	1	8,52 €
RET3-002-001	29/32	1	8,52 €



Adaptador para succión

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	esmerilado	unidades caja	precio por caja
SUC3-001-001	14/23	1	4,50 €
SUC3-002-001	29/32	1	7,21 €



Tapón cónico de plástico con conexión para tubos

De polipropileno. Con 2 conectores para tubos de diámetro interno 8 mm

referencia de la caja	esmerilado	unidades caja	precio por caja
STCP-001-001	29/32	1	5,21 €



Tapón hueco esmerilado con cabeza hexagonal

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	esmerilado	unidades caja	precio por caja
STH3-001-001	14/23	1	2,49 €
STH3-019-001	19/26	1	2,78 €
STH3-024-001	24/29	1	3,82 €
STH3-002-001	29/32	1	4,96 €



vidrio esmerilado y accesorios



Tapón hueco esmerilado recto

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	esmerilado	unidades caja	precio por caja
STO3-001-001	14/23	1	2,40 €
STO3-002-001	29/32	1	3,88 €

Tapón de plástico para esmerilados

Fabricado en polipropileno. Hueco. Autoclavable



referencia de la caja	esmerilado	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
STOP-014-010	14/23	10	4,32 €	0,43 €
STOP-019-010	19/26	10	5,22 €	0,52 €
STOP-024-010	24/29	10	5,58 €	0,56 €
STOP-029-010	29/32	10	5,94 €	0,59 €
STOP-045-010	45/40	10	8,65 €	0,87 €

Pieza acodada 75°

De vidrio borosilicato LBG 3.3



referencia de la caja	esmerilado	unidades caja	precio por caja
DHE3-001-001	14/23	1	4,50 €
DHE3-002-001	29/32	1	6,51 €

Macho con oliva lateral


De vidrio borosilicato LBG 3.3



referencia de la caja	esmerilado	unidades caja	precio por caja
ADS3-001-001	14/23	1	2,78 €
ADS3-003-001	19/26	1	3,26 €
ADS3-004-001	24/29	1	3,66 €
ADS3-002-001	29/32	1	4,01 €

Tubo secador acodado

De vidrio borosilicato LBG 3.3



referencia de la caja	h (mm)	esmerilado	unidades caja	precio por caja
DRY3-001-001	150	14/23	1	3,19 €
DRY3-003-001	150	19/26	1	4,54 €
DRY3-004-001	150	24/29	1	4,54 €
DRY3-002-001	150	29/32	1	4,54 €

Embudo esmerilado

De vidrio borosilicato LBG 3.3



referencia de la caja	∅ superior (mm)	esmerilado	unidades caja	precio por caja
FUN3-040-001	40	14/23	1	3,37 €
FUN3-060-001	60	14/23	1	3,37 €

Embudo de adición cilíndrico isobaro con llave de PTFE

Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Incluye tapón de plástico

referencia de la caja	capacidad	esmerilado sup. (hembra)	esmerilado inf. (macho)	unidades caja	precio por caja
FTP3-100-001	100 ml	14/23	14/23	1	36,05 €
FTP3-102-001	100 ml	19/26	19/26	1	39,23 €

Embudo de adición cilíndrico esmerilado con llave de PTFE

De vidrio borosilicato LBG 3.3. Incluye tapón de plástico

referencia de la caja	capacidad	esmerilado sup. (hembra)	esmerilado inf. (macho)	unidades caja	precio por caja
FTY3-100-001	100 ml	14/23	14/23	1	27,71 €
FTY3-102-001	100 ml	19/26	19/26	1	29,67 €

Adaptador para termómetros de vidrio

De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia de la caja	boca	tipo	unidades caja	precio por caja
TPH3-006-001	14/23	para termómetros de Ø 6 - 7 mm	1	12,19 €
TPH3-004-001	19/26	para termómetros de Ø 6 - 7 mm	1	12,19 €
TPH3-007-001	29/32	para termómetros de Ø 6 - 7 mm	1	12,19 €

Adaptador para termómetros de PTFE

Cuerpo de PTFE puro. Sujeción mediante una junta de Viton

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
TPHT-006-001	14/23, para termómetros de Ø 6 mm	1	22,36 €
TPHT-008-001	14/23, para termómetros de Ø 8 mm	1	22,36 €
Recambios			
TPHT-S06-005	juntas de recambio para TPHT-006-001	5	5,51 €
TPHT-S08-005	juntas de recambio para TPHT-008-001	5	5,51 €

Pinzas de plástico para esmerilados

De POM (Polioxiimetileno). No rayan el vidrio

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
CHCP-014-010	naranja, para bocas 14/23	10	14,09 €	1,41 €
CHCP-019-010	azul, para bocas 19/26	10	15,07 €	1,51 €
CHCP-024-010	verde, para bocas 24/29	10	15,07 €	1,51 €
CHCP-029-010	rojo, para bocas 29/32	10	17,09 €	1,71 €

Pinzas de acero para esmerilados

Pinzas tradicionales de alambre de acero

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
CHCS-014-010	para bocas 14/23	10	14,42 €	1,44 €
CHCS-019-010	para bocas 19/26	10	15,90 €	1,59 €
CHCS-024-010	para bocas 24/29	10	14,42 €	1,44 €
CHCS-029-010	para bocas 29/32	10	18,02 €	1,80 €



vidrio esmerilado y accesorios



Grasa de silicona para vacío labkem LBSil 25

Grasa de silicona atóxica para el engrase de juntas esmeriladas, tapas de desecadores, etc. Temperatura de trabajo -50 a 180 °C. Presenta buen poder lubricante y gran resistencia al agua fría y caliente y a los agentes químicos. Se suministra en envase de plástico de 100 g

referencia de la caja	tipo	unidades caja	precio por caja
S025-100-001	LBSil 25, envase de 100 g	1	12,41 €

Juntas flexibles de PTFE para esmerilados

Autolubricadas (no requieren emplear grasa). Adecuadas para vacío bajo o medio. Resisten hasta 280 °C

referencia de la caja	boca	unidades caja	precio por caja	la unidad sale a €
PTST-014-010	14/23	10	10,73 €	1,07 €
PTST-019-010	19/26	10	11,27 €	1,13 €
PTST-024-010	24/29	10	12,25 €	1,23 €
PTST-029-010	29/32	10	12,79 €	1,28 €

Equipo simple para destilación

De vidrio borosilicato LBG 3.3. Incluye 1 refrigerante recto de 250 mm, 1 matraz fondo redondo 250 ml, 1 cabezal para destilación, 1 adaptador para termómetro, 1 colector acodado, 1 termómetro (-10 + 110 °C) y las pinzas de POM necesarias para los esmerilados. Todos los esmerilados son 29/32. El conector es para tubo de Ø_{int.} 8 mm

referencia de la caja	descripción	unidades caja	precio por caja
APP3-001-001	kit de destilación simple	1	66,36 €

Equipo para destilación fraccionada (con columna Vigreux)

De vidrio borosilicato LBG 3.3. El equipo completo incluye 1 columna Vigreux de 320 mm, 1 refrigerante recto de 250 mm, 1 matraz fondo redondo 250 ml, 1 cabezal para destilación, 1 adaptador para termómetro, 1 colector acodado, 1 termómetro (-10 + 110 °C) y las pinzas de POM necesarias para los esmerilados. Todos los esmerilados son 29/32. El conector es para tubo de Ø_{int.} 8 mm

referencia de la caja	descripción	unidades caja	precio por caja
APP3-002-001	kit de destilación fraccionada	1	75,20 €

Podrá encontrar otras piezas de vidrio esmerilado y accesorios en nuestra web: www.labbox.com