

VISCOSÍMETROS

Viscolead ONE

- Mediciones básicas de viscosidad, de fácil uso.
- Cabezal de viscosímetro con número de serie soporte, 3 palancas de ajuste para el soporte, protector de cabezal, husillos estándar.
- Con auto rango, visualización de los límites máximos medibles (Viscosidad cP ó mPa*s), % Torque.

OFERTA 1.948 €

PVP 2.050 €



OFERTA 4.491 €

PVP 4.990 €

V-PAD

- Viscosímetro V-Pad, controlado a través de una aplicación Android por Tablet de 8".
- Lectura de viscosidad Dinámica y Cinemática, porcentaje de escala, densidad en g/cm³ ó Kg/m³, selección de velocidad, temperatura en °C ó °F
- Creación y edición de múltiples programas, con base de datos para recuperar el programa guardado. Permite memorizar experimentos ejecutados y exportarlos.
- Auto-Test, chequeo interno del viscosímetro.
- Auto-Rango, muestra el rango de viscosidad que puede medir según la combinación de husillo y velocidad seleccionada.
- Características técnicas:
 - Repetibilidad: 0.2%
 - Precisión: +/- 1% del fondo de escala.
 - Rango de temperatura: -40°C hasta 300°C.
 - Resolución de la temperatura 0.1°C, precisión +/- 0.3°C.