

NUEVOS medidores de pH de bolsillo

Una solución sencilla y económica

- Una solución sencilla y económica para medir pH.
- Diseñados para usuario no técnico.
- Electrodo y accesorios para cada aplicación.
- Incluye electrodo, soluciones de calibración y limpieza y todos los accesorios para empezar a medir al instante.
- Características Técnicas: Rango de 0.0-14.0 pH, resolución 0.1 pH, precisión +/-0.2 pH, calibración automática en uno o dos puntos, el electrodo no es reemplazable.
- Modelos a elegir:
 - HI981030: Suelo, tierra, compost
 - HI981031: Cerveza, dulces, mermeladas.
 - HI981032: Leche, queso, cuajada, yogurt.
 - HI981033: Vino, mosto, sidra, muestras difíciles.
 - HI981034: Nata, mantequilla, salsas de mesa.
 - HI981035: Piel, cosmética, superficies.
 - HI981035: Carne, queso, conservas.



OFERTA 99 €
PVP 108 €

HALO pH-metros sin cable

La primera app que convierte su móvil o tablet en un completo pH-metro. Electrodo Bluetooth



MEDICIONES EN CUALQUIER LUGAR CON PRECISIÓN DE LABORATORIO

- Sus funciones incluyen calibración, medida, registro de datos, gráficos y envío de datos por correo electrónico.
- Los resultados visibles como valores o en forma de tabla o como gráfica.
- Electrodo disponible para quesos, cervezas, vino, suelos, laboratorios, plásticos, general, tubos, micro, piel.

OFERTA 195 €
PVP 220 €