

## MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL

### MICROSCOPIO DIGITAL MOTIC BA-310 FULL-HD ELITE


- Microscopio con cámara digital Full-HD de 11.6" LCD. Resolución captura de 8.0MP, salida HDMI a 1080p, pantalla Full-HD de 11.6"LCD.
- Permite compartir cómodamente la imagen del microscopio en la pantalla a tiempo real y capturar imágenes o realizar videos en calidad FullHD, sin necesidad de ordenador, solución ideal para clínicas y laboratorios.
- Cabezal binocular tipo Siedentopf giratorio 360°, inclinado 30° y rotatorio 360°.
- Porta-objetos quintuple inverso.



**OFERTA 2.205 €**

PVP 2.594 €

### MICROSCOPIO BIOLÓGICO MOTIC RED 223SP TRINOCULAR CAMARA DIGITAL MOTICAM X3 (WIFI en FullHD & LAN)



- Microscopio robusto, nivel avanzado.
- Ofrece nivel mejorado de rendimiento con ópticas Semi-Planas de Motic.
- Contraste superior con imágenes nítidas y gran campo de visión.
- En RED junto con la Moticam X3, permite la conexión de 6 dispositivos móviles (Smartphone, iPad o tablets) a la imagen digital de su microscopía a través de señal WIFI.

**OFERTA 972 €**

PVP 1.143 €