

CONTROL ALÉRGENOS EN SUPERFICIES Y EN PRODUCTO



Test rápidos "lateral flow" bioavid Diagnostics

| | | | | | |
|---|----------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|
| Mostaza BL603-10 | 10 tiras | 143,00 € | Almendra BL601-10 | 10 tiras | 143,00 € |
| Mostaza BL603-25 | 25 tiras | 325,00 € | Almendra BL601-25 | 25 tiras | 325,00 € |
| Huevo BL608-10 | 10 tiras | 143,00 € | Cacahuete BL606-10 | 10 tiras | 143,00 € |
| Huevo BL608-25 | 25 tiras | 325,00 € | Cacahuete BL606-25 | 25 tiras | 325,00 € |
| Leche BL613-10 | 10 tiras | 143,00 € | Crustáceos BL616-10 | 10 tiras | 143,00 € |
| Leche BL613-25 | 25 tiras | 325,00 € | Crustáceos BL616-25 | 25 tiras | 325,00 € |
| Kit toma de muestras BS801-25 (25 torundas plástico + 10 ml) | | | | 25 unid. | 50,00 € |

Con una toma de muestras podemos realizar la detección de hasta 9 alérgenos distintos

Test rápidos Rida ® Quick R-BIOPHARM

Kit de detección de Soja

| | | |
|---|----------|-----------------|
| RIDA® QUICK SOJA R7103 | 25 tiras | 280,00 € |
| RIDA® QUICK SOJA pack accesorios Z7103 (contiene: soporte para un tubo, flotador de goma para baño y pipeta de 150 uL) | | 85,00 € |
| RIDA® QUICK SOJA Tampón extracción R7113 (el tampón de extracción es necesario para el análisis en producto) | 2x100 ml | 44,00 € |



Kit de detección de Gluten "AOAC First Action Official Method"

Único kit rápido basado en el anticuerpo monoclonal R5. El anticuerpo monoclonal R5 reacciona con gluten de trigo, centeno y cebada. No hay reacción cruzada con soja, avena, maíz, arroz, mijo, tef, trigo sarraceno, quinoa y amaranto.

| | | |
|---|----------|-----------------|
| RIDA® QUICK GLIADINA R7003 | 25 tiras | 182,00 € |
| RIDA® QUICK GLIADINA R7004 (envasadas individualmente) | 25 tiras | 198,00 € |
| RIDA® QUICK GLIADINA Tampón extracción R7098 (el tampón de extracción es necesario para el análisis en producto) | 105 mL | 57,00 € |

