

PRODUCCIÓN Y DISPENSACIÓN DE AGUA TIPO II

GRADO ANALÍTICO partiendo de agua de red



AUTOWOMATIC PLUS UV

- **Especialmente diseñado para laboratorios de microbiología.**
- Depósito de 30 litros. Producción de 3 l/h (hasta 60 litros/día). Produce y dispensa agua con <1 ufc/ml
- Equipado con kit de cartuchos.
- Elimina partículas igual o superiores a 5 micras, el 99% del hipoclorito y la mayor parte de materia orgánica en el agua de entrada.
- Etapa de ósmosis inversa.
- Acumulación de agua osmotizada.
- Fase de purificación en resina.
- Lámpara ultravioleta y filtro final de 0.22 µm
- Pantalla táctil, posibilidad de dispensación por tiempo o por volumen.
- Monitorización mediante microprocesador.
- Automático, con autochequeo, opción de poner contraseña de acceso.
- Ref.: QA03DP30UV

OFERTA 3.268 €

PVP 3.735 €

AUTOWOMATIC

- **Especialmente diseñado para laboratorios de química.**
- Depósito de 30 litros. Producción de 3 l/h (hasta 60 litros/día).
- Equipado con kit de cartuchos.
- Elimina partículas igual o superiores a 5 micras, el 99% del hipoclorito y la mayor parte de materia orgánica en el agua de entrada.
- Etapa de ósmosis inversa.
- Acumulación de agua osmotizada.
- Fase de purificación en resina.
- Ref.: MA03DP30QQ



OFERTA 2.358 €

PVP 2.695 €

Instalación no incluida en el precio, 395 € (opcional)