

## CONTROL ALÉRGENOS EN SUPERFICIES Y EN PRODUCTO



### Test rápidos "lateral flow" bioavid Diagnostics

Mostaza BL603-10	10 tiras	<b>143,00 €</b>	Almendra BL601-10	10 tiras	<b>143,00 €</b>
Mostaza BL603-25	25 tiras	<b>325,00 €</b>	Almendra BL601-25	25 tiras	<b>325,00 €</b>
Huevo BL608-10	10 tiras	<b>143,00 €</b>	Cacahuete BL606-10	10 tiras	<b>143,00 €</b>
Huevo BL608-25	25 tiras	<b>325,00 €</b>	Cacahuete BL606-25	25 tiras	<b>325,00 €</b>
Leche BL613-10	10 tiras	<b>143,00 €</b>	Crustáceos BL616-10	10 tiras	<b>143,00 €</b>
Leche BL613-25	25 tiras	<b>325,00 €</b>	Crustáceos BL616-25	25 tiras	<b>325,00 €</b>
Kit toma de muestras BS801-25 (25 torundas plástico + 10 ml )				25 unid.	<b>50,00 €</b>

**Con una toma de muestras podemos realizar la detección de hasta 9 alérgenos distintos**

### Test rápidos Rida ® Quick R-BIOPHARM

#### Kit de detección de Soja

RIDA® QUICK SOJA R7103	25 tiras	<b>280,00 €</b>
RIDA® QUICK SOJA pack accesorios Z7103 (contiene: soporte para un tubo, flotador de goma para baño y pipeta de 150 uL)		<b>85,00 €</b>
RIDA® QUICK SOJA Tampón extracción R7113 (el tampón de extracción es necesario para el análisis en producto)	2x100 ml	<b>44,00 €</b>



### Kit de detección de Gluten "AOAC First Action Official Method"

**Único kit rápido basado en el anticuerpo monoclonal R5.** El anticuerpo monoclonal R5 reacciona con gluten de trigo, centeno y cebada. No hay reacción cruzada con soja, avena, maíz, arroz, mijo, tef, trigo sarraceno, quinoa y amaranto.

RIDA® QUICK GLIADINA R7003	25 tiras	<b>182,00 €</b>
RIDA® QUICK GLIADINA R7004 (envasadas individualmente)	25 tiras	<b>198,00 €</b>
RIDA® QUICK GLIADINA Tampón extracción R7098 (el tampón de extracción es necesario para el análisis en producto)	105 mL	<b>57,00 €</b>

