

## ESTUFAS DE CULTIVO DIGITALES



### CARACTERÍSTICAS ID

- Convección natural de aire.
- Para temperaturas regulables desde ambiente +5° C hasta 80°C
- Termostato de sobre temperatura independiente
- Tiempo de espera e incubación (0-500 h.) programables
- Homogeneidad y estabilidad de la temperatura según norma DIN-12880. Seguridad según normas EN-61010-1, EN-61010-2-010.
- Calefacción eléctrica con resistencias montadas en cámara independiente, lo que permite una optima estabilización de la temperatura.
- Mueble exterior metálico pintado al horno con resina epoxi.
- Cubeta interior, doble cámara y contrapuerta en acero inox. AISI 304.
- Junta elástica de silicona.
- Dispositivo de aireación regulable.
- Conexión a PC (USB)
- Software de control ( opcional)
- Ambiente: 0 a 80 °C, max RH 85%
- Se suministra con:

Referencia	Capacidad	PVP	<b>OFERTA</b>
· ID-20	20 L.	1.186 €	<b>975 €</b>
· ID-40	40 L.	1.251 €	<b>1.025 €</b>
· ID-50	50 L.	1.277 €	<b>1.049 €</b>
· ID-90	90 L.	1.303 €	<b>1.068 €</b>