

CONGELADORES ESTÁTICOS PARA LABORATORIO MEDILINE ATEX 95 -9°C/-26°C Y -9°C/-30°C

Mod. LGUex 1500:
Temperatura de -9°C a -26°C.
Mod. LGex 3410: Temperatura
de -9°C a -30°C.
Conector RS485.
Con cerradura.
Control electrónico COMFORT:
- Display digital 0,1°C.
- Alarma apertura de puerta
(retardo 1 minuto).

- Alarma de temperatura con
variación de +/- 3 ° C
- Memoria de datos con
temperaturas mín/máx.
Interior libre de chispa.
Puerta de cierre automático
Termostatos según Norma
NFX 15140.
Sin CFC - Refrigerante R-600a.
Clase climática: N-T.



LGUex 1500
CONGELADOR DE LABORATORIO
ESTÁTICO



LGex 3410
CONGELADOR DE LABORATORIO
ESTÁTICO

Modelo	Cap. Útil (Litros)	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Consumo enrg. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	P. Oferta
LGUex 1500	129	600 x 615 x 820	454 x 450 x 663	0,9	Blanco	Incluida	1,0	1.274,00
LGex 3410	284	600 x 615 x 1.840	420 x 400 x 1.587	1,3	Blanco	Incluida	1,5	1.759,00

FRIGORÍFICOS VENTILADOS Y COMBI PARA LABORATORIO MEDILINE +3°C/+16°C



LKv 3910
REFRIGERADOR LABORATORIO



LCv 4010
COMBI LABORATORIO

Control electrónico COMFORT:
- Display digital 0,1°C.
- Alarma apertura de puerta
- Alarma de temperatura con varia-
ción de +/- 1 ° C
- Funciones HACCP, registro de
las tres últimas alarmas.
Termostatos de seguridad,
Conector RS485.
Paso para sonda externa (PT 100).

Termostatos según Norma
NFX 15140.
Sin CFC - Refrigerante R-600a.
Con cerradura.
MOD. LCv 4010:
Combinado refrigeradorcongelador.
Congelador con refrigeración
estática (-9°C a -30°C).
Doble cerradura (refrigerador y
congelador).

Modelo	Cap. Útil (Litros)	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Consumo enrg. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	P. Oferta
LKv 3910	344	600 x 615 x 1.840	455 x 435 x 1.650	0,8	Blanco	Incluida	1,5	1.668,00
LCv 4010 (Refrig.) (Cong.)	240 105	600 x 615 x 2.000	455 x 435 x 1.110 431 x 435 x 597	1,8	Blanco	Incluida Incluida	1,5	1.945,00