

## pHmetro sobremesa pH 50+ XS

- Diseñada para fácil uso.
- Pantalla retroiluminada con toda la información en un solo vistazo: medida de pH, estabilidad de la lectura, temperatura y estado del electrodo.
- Calibración y reconocimiento automático de 3 patrones USA o NIST o calibración manual con 2 tampones personalizados por el usuario.
- Posibilidad de calibración con tampones definidos por el usuario.
- Muestra medidas de pH/mV y temperatura simultáneamente.
- Carcasa con estanqueidad IP54, resistente a salpicaduras.
- Brazo articulado con infinitas posiciones.

**OFERTA****340 €**

G-PH50-3

pHmetro de sobremesa pH50+ XS, completo, con soporte articulado y electrodo más habitual (posibilidad de ser sustituido por otro modelo), disoluciones tampón pH 4.01, 7.00

399 € PVP